

## Montera ny armstödsdyna

För att byta ut armstödsdynan skall den befintliga först demonteras genom att skruva bort fästskruvarna (1), montera sedan den nya armstödsdynan på motsvarande sätt med samma fästskruvar (1).

## Djupanpassning av armstödsdynan

För att anpassa armstödsdynans position, så demontera fästskruvarna (1), flytta armstödsdynan framåt eller bakåt till önskad position i enighet med armstödsdynans hålbild och montera fästskruvarna (1) igen.

## Ställ in klädskyddets höjd

För att ställa in klädesskyddets höjd ska du loss klämskruvarna (2).

## Anpassa armstödet i djupled

För att anpassa armstödet djupposition, så demontera fästskruvarna (3), flytta armstödshållaren framåt/bakåt till önskad position i enighet med sitsramens hålbild och montera fästskruvarna (3) igen.

## Kabeldragning

☞ Manöverboxens kabel fixeras ovanför klädesskyddet med hjälp av en kabelklämma (4)

