



Utprovat av:

Användare:

Datum:

Referensnummer:

## Grundkonfiguration

## Rygg

Ställbar ryggvinkling  
Rygglädsel med ställbara band  
Nedfällbar vid transport  
Grundinställning för rygghöjd: 50 cm

## Sits

Ställbar tilt. Plansits  
Sitsdyna Netti Uno Seat  
Grundinställning för sitthöjd: 46 cm

## Armstöd

Höjjusterbara, avtagbara (185-325mm)  
Justerbara armstödsdynor (420x80mm)

## Benstöd

Vinkelställbara och längdjusterbara  
med vadplattor och delad fotplatta.  
Undansvängbara och avtagbara.

## Hjul

Drivhjul 24" x 1" massiva med quick  
release och trumbroms.  
Drivringar i aluminium  
Länkhjul 7" massiva med quick release


## Övrigt

Huvudstöd modell B med överdrag  
Körhandtag höjreglerbara, avtagbara  
och svängbara (300 mm)  
Användarbroms justerbar 150-240mm  
2 st tipskydd undanfällbara  
Tramppedal

|                 |                  |                                |  |
|-----------------|------------------|--------------------------------|--|
| Sittbredd 35 cm | D53535K-K24PV732 | Enligt grundkonfiguration ovan |  |
| Sittbredd 40 cm | D53540K-K24PV732 | Enligt grundkonfiguration ovan |  |
| Sittbredd 45 cm | D53545K-K24PV732 | Enligt grundkonfiguration ovan |  |
| Sittbredd 50 cm | D53550K-K24PV732 | Enligt grundkonfiguration ovan |  |

## Stolens mått i standardkonfiguration 450 mm:

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Totallängd                   | 1000 mm                                         |
| Transportlängd               | 780 mm                                          |
| Totalbredd sits              | sittbredd +210 mm<br>(+190 mm utan vårdarbroms) |
| Tilt                         | -3° till 30°                                    |
| Ryggvinkel                   | 90° till 125°                                   |
| Max brukarvikt               | 136 kg                                          |
| Vikt på stol<br>(exkl dynor) | 32 kg                                           |



## Möjliga inställningar


- Steglös justering av sitshöjd med 70 mm + 30 mm via hjulposition
- Steglös justering av sittdjup, från 375 mm till 550 mm
- Steglös justering av sits, kan balanseras med 65 mm
- Steglös justering av drivhjulposition med 115 mm
- Inbyggd benstödsabduktion - upp till 50 mm
- Inbyggd ryggbreddning av ryggrör - upp till 50 mm
- Inbyggd sitsbreddning med armstöd - upp till 50 mm
- Inbyggd ryggförhöjare, steglös justering med 100 mm

## Anteckningar

## Elektriska komponenter

|                                                                                   | Artnr | Artikel                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 94336 | Elkitt bas för elektriska funktioner inkl handkontroll, laddare, elektronik och batterier   |  |
|                                                                                   | 93990 | Elektrisk ryggvinkling (kräver 94336)                                                       |  |
|                                                                                   | 93986 | Elektrisk sitsvinkling (kräver 94336)                                                       |  |
|                                                                                   | 93871 | Benstödsöverdel elektriskt vinkelreglerbart höger (kräver 94336, vadplatta och fotplatta)   |  |
|                                                                                   | 93872 | Benstödsöverdel elektriskt vinkelreglerbart vänster (kräver 94336, vadplatta och fotplatta) |  |
|                                                                                   | 41123 | Hållare för handkontroll höger sida                                                         |  |
|                                                                                   | 41124 | Hållare för handkontroll vänster sida                                                       |  |

## Körbåge och körhandtag

|                                                                                    | Artnr | Artikel                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--|
|  | 94005 | Körbåge sittbredd 350mm vinkelställbar höjdställbar |  |
|                                                                                    | 94006 | Körbåge sittbredd 400mm vinkelställbar höjdställbar |  |
|                                                                                    | 94007 | Körbåge sittbredd 450mm vinkelställbar höjdställbar |  |
|                                                                                    | 94008 | Körbåge sittbredd 500mm vinkelställbar höjdställbar |  |
|                                                                                    | 94009 | Körbåge sittbredd 550mm vinkelställbar höjdställbar |  |
|                                                                                    | 21808 | Körhandtag extra höga 500mm (300mm är standard)     |  |

## Armstödsplattor och tillbehör

|                                                                                     | Artnr |         | Artikel                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|--|
|  | 29137 | Höger   | Armstödsplatta PU 420x80 mm                                     |  |
|                                                                                     | 29137 | Vänster |                                                                 |  |
|                                                                                     | 29136 | Höger   | Armstödsplatta PU 445x68 mm                                     |  |
|                                                                                     | 29136 | Vänster |                                                                 |  |
|                                                                                     | 29138 | Höger   | Armstödsplatta PU 525x80 mm                                     |  |
|                                                                                     | 29138 | Vänster |                                                                 |  |
|  | 41649 | Höger   | Överdrag i 3D för armstödsplatta standard (385x58mm)            |  |
|                                                                                     | 41649 | Vänster |                                                                 |  |
|                                                                                     | 87765 | Höger   | Överdrag i EasyCare för armstödsplatta standard (385x58mm)      |  |
|                                                                                     | 87765 | Vänster |                                                                 |  |
|                                                                                     | 82563 | Höger   | Överdrag i 3D för armstödsplatta 420x80mm)                      |  |
|                                                                                     | 82563 | Vänster |                                                                 |  |
|  | 93853 | Höger   | Hemiplegiarmstöd höger                                          |  |
|                                                                                     | 93854 | Vänster | Hemiplegiarmstöd vänster                                        |  |
|                                                                                     | 22149 | Höger   | Sidodyna för minskande av sittbredd 2,5cm monteras på armstödet |  |
|                                                                                     | 22149 | Vänster |                                                                 |  |

## Hjul

## Hjulval



| Drivhjul punkteringsfria |              |       |  | Länkhjul            |                       |                     |                          |                     |
|--------------------------|--------------|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|                          |              |       |  | 5" pf<br>(125x27mm) | 7" Luft<br>(175x45mm) | 7" pf<br>(175x33mm) | 7" pf bred<br>(175x45mm) | 8" pf<br>(200x50mm) |
| Möjlig<br>sitthöjd       | Hjulstorlek  | Artnr |  | 2x 90115            | 2x 90420<br>2x 20297  | 2x 90102            | 2x 90421                 | 2x 90422            |
| 345-445mm                | 20"          | 83158 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 386-486mm                | 24" x 1"     | 83157 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
|                          | 24" x 1 3/8" | 89949 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 415-485mm                | 24" x 1 3/8" | 89949 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 414-514mm                | 26" x 1 3/8" | 90013 |  |                     |                       |                     |                          |                     |

| Drivhjul punkteringsfria<br>Vårdarbromsade |              |       |  | Länkhjul            |                       |                     |                          |                     |
|--------------------------------------------|--------------|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|                                            |              |       |  | 5" pf<br>(125x27mm) | 7" Luft<br>(175x45mm) | 7" pf<br>(175x33mm) | 7" pf bred<br>(175x45mm) | 8" pf<br>(200x50mm) |
| Möjlig<br>sitthöjd                         | Hjulstorlek  | Artnr |  | 2x 90115            | 2x 90420<br>2x 20297  | 2x 90102            | 2x 90421                 | 2x 90422            |
| 345-445mm                                  | 20"          | 93934 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 386-456mm                                  | 16"          | 94064 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 386-486mm                                  | 24" x 1"     | 93285 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
|                                            | 24" x 1 3/8" | 89951 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 390-460mm                                  | 22"          | 93935 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 415-485mm                                  | 24" x 1 3/8" | 89951 |  |                     |                       |                     |                          |                     |
| 414-514mm                                  | 26" x 1 3/8" | 93936 |  |                     |                       |                     |                          |                     |

| Drivhjul luftpumpade |                             |       |  | Länkhjul |                       |                     |                          |                    |
|----------------------|-----------------------------|-------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
|                      |                             |       |  |          | 7" Luft<br>(175x33mm) | 7" pf<br>(175x33mm) | 7" pf bred<br>(175x45mm) | 8" pf<br>(??x??mm) |
| Möjlig<br>sitthöjd   | Hjulstorlek                 | Artnr |  |          | 2x 90420<br>2x 20297  | 2x 90102            | 2x 90421                 | 2x 90422           |
| 386-486mm            | 24" x 1 3/8"                | 43184 |  |          |                       |                     |                          |                    |
|                      | 24" x 1 3/8"<br>Vårdarbroms | 43181 |  |          |                       |                     |                          |                    |
| 415-485mm            | 24" x 1 3/8"                | 43184 |  |          |                       |                     |                          |                    |
|                      | 24" x 1 3/8"<br>Vårdarbroms | 43181 |  |          |                       |                     |                          |                    |

| Drivhjul punkteringsfria<br>enhandsdrift |                         |       |  | Länkhjul |                       |                       |                          |  |
|------------------------------------------|-------------------------|-------|--|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
|                                          |                         |       |  |          | 7" Luft<br>(175x33mm) | 7" Luft<br>(175x33mm) | 7" pf bred<br>(175x45mm) |  |
| Möjlig<br>sitthöjd                       | Hjulstorlek             | Artnr |  |          | 2x 90420<br>2x 20297  | 2x 90102              | 2x 90421                 |  |
| 386-486mm                                | 22" x 1"                | 91669 |  |          |                       |                       |                          |  |
|                                          | 24" x 1"                | 90453 |  |          |                       |                       |                          |  |
|                                          | 24" x 1"<br>Vårdarbroms | 43357 |  |          |                       |                       |                          |  |

## Hjul Tillbehör Hjul

|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 86002 | Drivring överdrag 20"                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                     | 86001 | Drivring överdrag 22"                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                     | 86000 | Drivring överdrag 24"                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                     | 86003 | Drivring överdrag 26"                                                                                                                                                                |  |
|    | 21121 | Friktionsdrivring 20"                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                     | 21122 | Friktionsdrivring 22"                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                     | 21123 | Friktionsdrivring 24"                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                     | 21140 | Friktionsdrivring 26"                                                                                                                                                                |  |
|   | 24143 | Ekerskydd transparent 20"                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     | 24144 | Ekerskydd transparent 22"                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     | 24145 | Ekerskydd transparent 24"                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     | 24146 | Ekerskydd transparent 26"                                                                                                                                                            |  |
|  | 91664 | Teleskopstag för enhandsdrift sb 350mm till hjul med standardbroms                                                                                                                   |  |
|                                                                                     | 91665 | Teleskopstag för enhandsdrift sb 400-430mm till hjul med standardbroms                                                                                                               |  |
|                                                                                     | 90454 | Teleskopstag för enhandsdrift sb 450-500mm till hjul med standardbroms                                                                                                               |  |
|                                                                                     | 91666 | Teleskopstag för enhandsdrift sb 550mm till hjul med standardbroms                                                                                                                   |  |
|                                                                                     | 20438 | Teleskopstag för enhandsdrift sb 350-400mm till hjul med vårdarbroms                                                                                                                 |  |
|                                                                                     | 20436 | Teleskopstag för enhandsdrift sb 430-500mm till hjul med vårdarbroms-broms                                                                                                           |  |
|  | 93766 | Tiltbegränsare (behövs endast om stolen inte redan har en sådan och skall utrustas med enhandsdrift. Ska låsas så att inte något kommer i kläm. Normalt spann om 10-15 grader bakåt) |  |
|                                                                                     | 93786 | Enhandsbroms placerad på höger sida                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                     | 93787 | Enhandsbroms placerad på vänster sida                                                                                                                                                |  |

## Sittdynorr

## Sittdyna Uno

Produktbeskrivning



### 3D

| Sittdjup  | 40cm |        | 45cm |        | 50cm |        | 55cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Sittbredd |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 171805 |      | 171806 |      | 171807 |      |        |
| 38cm      |      |        |      | 171809 |      | 171810 |      |        |
| 40cm      |      | 171812 |      | 171813 |      | 171814 |      |        |
| 43cm      |      |        |      | 171817 |      | 171818 |      |        |
| 45cm      |      |        |      | 171821 |      | 171822 |      | 171823 |
| 50cm      |      |        |      | 171825 |      | 171826 |      |        |
| 55cm      |      |        |      |        |      | 171829 |      |        |

### EasyCare

| Sittdjup  | 40cm |        | 45cm |        | 50cm |        | 55cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Sittbredd |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 172005 |      | 172006 |      | 172007 |      |        |
| 38cm      |      |        |      | 172009 |      | 172010 |      |        |
| 40cm      |      | 172012 |      | 172013 |      | 172014 |      |        |
| 43cm      |      |        |      | 172017 |      | 172020 |      |        |
| 45cm      |      |        |      | 172021 |      | 172022 |      | 172023 |
| 50cm      |      |        |      | 172025 |      | 172026 |      |        |
| 55cm      |      |        |      |        |      | 172029 |      |        |

## Sittdyna Sit

Produktbeskrivning



### 3D

| Sittdjup  | 40cm |        | 45cm |        | 50cm |        | 55cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Sittbredd |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 187303 |      | 187304 |      | 187305 |      |        |
| 38cm      |      | 187306 |      | 187307 |      | 187308 |      |        |
| 40cm      |      | 187309 |      | 187310 |      | 187311 |      | 187333 |
| 43cm      |      | 187312 |      | 187313 |      | 187314 |      |        |
| 45cm      |      | 187315 |      | 187316 |      | 187317 |      | 187318 |
| 50cm      |      |        |      | 187319 |      | 187320 |      | 187321 |
| 55cm      |      |        |      |        |      | 187322 |      | 187323 |

### EasyCare

| Sittdjup  | 40cm |        | 45cm |        | 50cm |        | 55cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| Sittbredd |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 188303 |      | 188304 |      | 188305 |      |        |
| 38cm      |      | 188306 |      | 188307 |      | 188308 |      |        |
| 40cm      |      | 188309 |      | 188310 |      | 188311 |      | 188333 |
| 43cm      |      | 188312 |      | 188313 |      | 188314 |      |        |
| 45cm      |      | 188315 |      | 188316 |      | 188317 |      | 188318 |
| 50cm      |      |        |      | 188319 |      | 188320 |      | 188321 |
| 55cm      |      |        |      |        |      | 188322 |      | 188323 |

Sittdynor

## Inkontinensöverdrag Dry (endast överdrag)



| Sittdjup<br>Sittbredd | 40cm | 45cm | 50cm | 55cm |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 35cm                  |      | 3484 | 3473 |      |
| 38cm                  | 3465 | 3466 | 3467 |      |
| 40cm                  | 3477 | 3480 | 3483 |      |
| 43cm                  |      | 3470 | 3471 |      |
| 45cm                  |      | 3481 | 3485 | 3491 |
| 50cm                  |      | 3482 | 3486 | 3492 |
| 55cm                  |      |      | 3487 |      |

Ryggdynor

## Ryggmatta

Enkel ryggmatta för flexibel justering (Höjddjusterbar 50-60cm)

| Rygghöjd<br>Ryggbredd | 50-60cm   |
|-----------------------|-----------|
| 35-40cm               | H-6072835 |
| 38-43cm               | H-6072840 |
| 43-48cm               | H-6072845 |
| 50-55cm               | H-6072850 |

## Ryggdyna Uno

Ryggdyna Bas med 10 cm sidostöd



### 3D

### EasyCare

| Rygghöjd<br>Ryggbredd | 50cm   | Rygghöjd<br>Ryggbredd | 50cm   |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 35cm                  | 344701 | 35cm                  | 344901 |
| 40cm                  | 344702 | 40cm                  | 344902 |
| 45cm                  | 344703 | 45cm                  | 344903 |
| 50cm                  | 344704 | 50cm                  | 344904 |
| 55cm                  | 344705 | 55cm                  | 344905 |

## Ryggdyna Smart

Avlastande ryggdyna med 12 cm sidostöd



### 3D

### EasyCare

| Rygghöjd<br>Ryggbredd | 50cm   | 60cm   | Rygghöjd<br>Ryggbredd | 50cm   | 60cm   |
|-----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| 35cm                  | 357304 | 357320 | 35cm                  | 358304 | 358320 |
| 38cm                  | 357305 | 357321 | 38cm                  | 358305 | 358321 |
| 40cm                  | 357306 | 357322 | 40cm                  | 358306 | 358322 |
| 43cm                  | 357307 | 357323 | 43cm                  | 358307 | 358323 |
| 45cm                  | 357308 | 357324 | 45cm                  | 358308 | 358324 |
| 50cm                  | 357309 | 357325 | 50cm                  | 358309 | 358325 |
| 55cm                  | 357310 | 357326 | 55cm                  | 358310 | 358326 |

## Ryggdyna Stabil

Ryggdyna med inbyggt svankstöd och 17 cm sidostöd



### 3D

| Ryggghöjd | 50cm |        | 60cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|
| Ryggbredd |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 367304 |      | 367320 |
| 38cm      |      | 367305 |      | 367321 |
| 40cm      |      | 367306 |      | 367322 |
| 43cm      |      | 367307 |      | 367323 |
| 45cm      |      | 367308 |      | 367324 |
| 50cm      |      | 367309 |      | 367325 |
| 55cm      |      | 367310 |      | 367326 |

### EasyCare

| Ryggghöjd | 50cm |        | 60cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|
| Ryggbredd |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 368304 |      | 368320 |
| 38cm      |      | 368305 |      | 368321 |
| 40cm      |      | 368306 |      | 368322 |
| 43cm      |      | 368307 |      | 368323 |
| 45cm      |      | 368308 |      | 368324 |
| 50cm      |      | 368309 |      | 368325 |
| 55cm      |      | 368310 |      | 368326 |

## Ryggdyna Super Stabil

Extra stabila sidostöd 17 cm med justerbara svankstödsuddar



### 3D

| Ryggghöjd | 50cm |        | 60cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|
| Ryggbredd |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 377301 |      | 377320 |
| 38cm      |      | 377302 |      | 377321 |
| 40cm      |      | 377303 |      | 377322 |
| 43cm      |      | 377304 |      | 377323 |
| 45cm      |      | 377305 |      | 377324 |
| 50cm      |      | 377306 |      | 377325 |
| 55cm      |      | 377307 |      | 377331 |

### EasyCare

| Ryggghöjd | 50cm |        | 60cm |        |
|-----------|------|--------|------|--------|
| Ryggbredd |      |        |      |        |
| 35cm      |      | 378301 |      | 378320 |
| 38cm      |      | 378302 |      | 378321 |
| 40cm      |      | 378303 |      | 378322 |
| 43cm      |      | 378304 |      | 378323 |
| 45cm      |      | 378305 |      | 378324 |
| 50cm      |      | 378306 |      | 378325 |
| 55cm      |      | 378307 |      | 378331 |

## Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars

Flexibel ryggdyna för användare med kyfos




| Ryggghöjd | 50cm |        |
|-----------|------|--------|
| Ryggbredd |      |        |
| 35cm      |      | 206301 |
| 40cm      |      | 206302 |
| 45cm      |      | 206303 |
| 50cm      |      | 206304 |


## Bålstöd

|                                                                                  |  |           |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 94299     | Sidostöd stabil höger för stabilisering av ryggdynans sidostöd   |  |
|                                                                                  |  | 94300     | Sidostöd stabil vänster för stabilisering av ryggdynans sidostöd |  |
|                                                                                  |  | 94267     | Sidostöd korrektion höger                                        |  |
|                                                                                  |  | 94268     | Sidostöd korrektion vänster                                      |  |
|  |  | H-1069802 | Thoraxstöd med kardborre för ryggmatta liksidig                  |  |
|                                                                                  |  | H-1069802 | Thoraxstöd med kardborre för ryggmatta liksidig                  |  |

## Ryggstöd

|                                                                                    |  |           |                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|
|    |  | 2838      | Svankstöd 35-40 cm                                                  |  |
|                                                                                    |  | 2839      | Svankstöd 45-50 cm                                                  |  |
|                                                                                    |  | 2836      | Svankstöd 55-60 cm                                                  |  |
|   |  | H-1069804 | Svankstöd S = 2,5 cm                                                |  |
|                                                                                    |  | H-1069805 | Svankstöd M = 3,75 cm                                               |  |
|                                                                                    |  | H-1069806 | Svankstöd L = 5 cm                                                  |  |
|  |  | 21048     | Ryggkil                                                             |  |
|  |  | 93851     | Ryggplåt aluminium för ryggbredd 350-550mm                          |  |
|                                                                                    |  | 94312     | Ryggplåt aluminium för ryggförlängare 100mm för ryggbredd 350-550mm |  |

## Sittstöd

|                                                                                    |  |       |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 93766 | Sitstilsreducerare (kan ställas fritt till önskat start och slutläge)                |  |
|                                                                                    |  | 93767 | Ryggstilsreducerare (kan ställas fritt till önskat start och slutläge)               |  |
|  |  | 25452 | Användartilt under armstöd Höger (handtaget för sitstilt placeras under armstödet)   |  |
|                                                                                    |  | 25985 | Användartilt under armstöd Vänster (handtaget för sitstilt placeras under armstödet) |  |


## Sittstöd

|                                                                                    |  |       |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------------------------|--|
|  |  | 93780 | Abduktionskil S            |  |
|                                                                                    |  | 93781 | Abduktionskil M            |  |
|                                                                                    |  | 93782 | Abduktionskil L            |  |
|  |  | 93895 | Höft-/lår-/knästöd Höger   |  |
|                                                                                    |  | 93895 | Höft-/lår-/knästöd Vänster |  |

## Bälten

|                                                                                    |       |                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 45079 | Höftbälte 2-punkts S polstrat<br>(polstring 400mm, bälteslängd 1420mm, bredd polstring 50mm)               |  |
|                                                                                    | 45080 | Höftbälte 2-punkts M polstrat<br>(polstring 460mm, bälteslängd 1420mm, bredd polstring 50mm)               |  |
|                                                                                    | 45276 | Höftbälte 2-punkts L polstrat<br>(polstring 820mm, bälteslängd 2060mm, bredd polstring 90mm)               |  |
|                                                                                    | 45277 | Höftbälte 2-punkts XL polstrat<br>(polstring 920mm, bälteslängd 2060mm, bredd polstring 100mm)             |  |
|    | 20845 | Höftbälte polstrat med "bilspänne"<br>(polstring 500mm, bälteslängd 1670mm, bredd polstring 70mm)          |  |
|    | 45013 | Bälte 4-punkt Body Point M<br>(polstring 460mm, bälteslängd 1420mm, bredd polstring 55mm)                  |  |
|                                                                                    | 45014 | Bälte 4-punkt Body Point L<br>(polstring 575mm, bälteslängd 1550mm, bredd polstring 55mm)                  |  |
|    | 82788 | Bäckenstabiliseringsbälte 2-punkts Evoflex M<br>(polstring 460mm, bälteslängd 760mm, bredd polstring 55mm) |  |
|                                                                                    | 82789 | Bäckenstabiliseringsbälte 2-punkts Evoflex L<br>(polstring 620mm, bälteslängd 960mm, bredd polstring 70mm) |  |
|  | 45048 | Säkerhetslås S/M Bodypoint                                                                                 |  |
|                                                                                    | 45049 | Säkerhetslås L Bodypoint                                                                                   |  |

## Fästen för bälten

|                                                                                     |       |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--|
|  | 93884 | Fäste nedre med skena för fri djupinställning   |  |
|                                                                                     | 95522 | Extra bältesinfästning för skena (kräver 93884) |  |
|  | 93920 | Fäste för H-sele bredd 350-400mm höjddjusterbar |  |
|                                                                                     | 93921 | Fäste för H-sele bredd 400-550mm höjddjusterbar |  |
|  | 95522 | Fäste för bröstbälte                            |  |


## H-selar/Bröstbälten

|                                                                                     |       |                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--|
|  | 45094 | Bröstbälte Stayflex S (för axelbredd 280-330mm)  |  |
|                                                                                     | 45015 | Bröstbälte Stayflex M (för axelbredd 330-410mm)  |  |
|                                                                                     | 45016 | Bröstbälte Stayflex L (för axelbredd 410-480mm)  |  |
|                                                                                     | 45095 | Bröstbälte Stayflex XL (för axelbredd 480-560mm) |  |
|  | 20881 | H-sele polstrat med "bilspänne"                  |  |
|  | 45091 | H-sele PivoFit S (för axelbredd 280-330mm)       |  |
|                                                                                     | 45017 | H-sele PivoFit M (för axelbredd 330-410mm)       |  |
|                                                                                     | 45018 | H-sele PivoFit L (för axelbredd 410-480mm)       |  |
|                                                                                     | 45092 | H-sele PivoFit XL (för axelbredd 480-560mm)      |  |

## Benstöd

| Benstödsöverdel                                                                   |                                                              |         |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
|                                                                                   | Artikel                                                      | Sida    | Artnr |  |
|  | Vinkelfast universal (kan ställas i fasta vinklar)           | Höger   | 26708 |  |
|                                                                                   |                                                              | Vänster | 26722 |  |
|  | Vinkelställbara längdkompenserande Med knäpolster i 3D-tyg   | Höger   | 41960 |  |
|                                                                                   |                                                              | Vänster | 41961 |  |
|                                                                                   | Vinkelställbara längdkompenserande Med knäpolster i EasyCare | Höger   | 41762 |  |
|                                                                                   |                                                              | Vänster | 41763 |  |

| Fotplattor<br>(ställbara i vinkel) |         |       |  |  |
|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benstödsbredd                      | Sida    | Artnr |                                                                                   |  |
| 350mm                              | Höger   | 28621 |                                                                                   |  |
|                                    | Vänster | 28649 |                                                                                   |  |
| 380mm                              | Höger   | 28622 |                                                                                   |  |
|                                    | Vänster | 28650 |                                                                                   |  |
| 400mm                              | Höger   | 28623 |                                                                                   |  |
|                                    | Vänster | 28651 |                                                                                   |  |
| 430mm                              | Höger   | 28624 |                                                                                   |  |
|                                    | Vänster | 28652 |                                                                                   |  |
| 450mm                              | Höger   | 28625 |                                                                                   |  |
|                                    | Vänster | 28653 |                                                                                   |  |
| 500mm                              | Höger   | 28626 |                                                                                   |  |
|                                    | Vänster | 28654 |                                                                                   |  |
| 550mm                              | Höger   | 28627 |                                                                                   |  |
|                                    | Vänster | 28655 |                                                                                   |  |


| Polstring till fotplattor |         |       |  |  |
|---------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benstödsbredd             | Sida    | Artnr |                                                                                     |  |
| 350mm                     | Höger   | 28453 |                                                                                     |  |
|                           | Vänster | 28454 |                                                                                     |  |
| 380mm                     | Höger   | 28455 |                                                                                     |  |
|                           | Vänster | 28456 |                                                                                     |  |
| 400mm                     | Höger   | 28457 |                                                                                     |  |
|                           | Vänster | 28458 |                                                                                     |  |
| 430mm                     | Höger   | 28459 |                                                                                     |  |
|                           | Vänster | 28460 |                                                                                     |  |
| 450mm                     | Höger   | 28461 |                                                                                     |  |
|                           | Vänster | 28462 |                                                                                     |  |
| 500mm                     | Höger   | 28463 |                                                                                     |  |
|                           | Vänster | 28464 |                                                                                     |  |
| 550mm                     | Höger   | 28465 |                                                                                     |  |
|                           | Vänster | 28466 |                                                                                     |  |

| Fotplattor<br>(ställbara i vinkel och djup) |         |       |  |  |
|---------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benstödsbredd                               | Sida    | Artnr |                                                                                     |  |
| 350mm                                       | Höger   | 95016 |                                                                                     |  |
|                                             | Vänster | 95026 |                                                                                     |  |
| 380mm                                       | Höger   | 95017 |                                                                                     |  |
|                                             | Vänster | 95027 |                                                                                     |  |
| 400mm                                       | Höger   | 95018 |                                                                                     |  |
|                                             | Vänster | 95028 |                                                                                     |  |
| 430mm                                       | Höger   | 95019 |                                                                                     |  |
|                                             | Vänster | 95029 |                                                                                     |  |
| 450mm                                       | Höger   | 95020 |                                                                                     |  |
|                                             | Vänster | 95030 |                                                                                     |  |
| 500mm                                       | Höger   | 95022 |                                                                                     |  |
|                                             | Vänster | 95032 |                                                                                     |  |
| 550mm                                       | Höger   | 95024 |                                                                                     |  |
|                                             | Vänster | 95034 |                                                                                     |  |

| Amputationsbenstöd<br>(ställbara i vinkel, höjd och djup) |         |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benstödsbredd                                             | Sida    | Artnr |                                                                                       |  |
| 350mm                                                     | Höger   | 22152 |                                                                                       |  |
|                                                           | Vänster | 22160 |                                                                                       |  |
| 380mm                                                     | Höger   | 22153 |                                                                                       |  |
|                                                           | Vänster | 22161 |                                                                                       |  |
| 400mm                                                     | Höger   | 22154 |                                                                                       |  |
|                                                           | Vänster | 22162 |                                                                                       |  |
| 430mm                                                     | Höger   | 22155 |                                                                                       |  |
|                                                           | Vänster | 22163 |                                                                                       |  |
| 450mm                                                     | Höger   | 22156 |                                                                                       |  |
|                                                           | Vänster | 22164 |                                                                                       |  |
| 500mm                                                     | Höger   | 22157 |                                                                                       |  |
|                                                           | Vänster | 22165 |                                                                                       |  |
| 550mm                                                     | Höger   | 22158 |                                                                                       |  |
|                                                           | Vänster | 22166 |                                                                                       |  |

## Benstöd

## Benstöd

| Hel Fotplatta<br>(ställbara i vinkel) |       |  |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Benstödsbredd                         | Artnr |                                                                                   |
| 350mm                                 | 25701 |                                                                                   |
| 380mm                                 | 25702 |                                                                                   |
| 400mm                                 | 25703 |                                                                                   |
| 430mm                                 | 25704 |                                                                                   |
| 450mm                                 | 25705 |                                                                                   |
| 500mm                                 | 25706 |                                                                                   |
| 550mm                                 | 25707 |                                                                                   |

| Polstring hel<br>fotplatta |       |  |
|----------------------------|-------|--|
| Benstödsbredd              | Artnr |  |
| 350mm                      | TBA   |  |
| 380mm                      | TBA   |  |
| 400mm                      | TBA   |  |
| 430mm                      | TBA   |  |
| 450mm                      | TBA   |  |
| 500mm                      | TBA   |  |
| 550mm                      | TBA   |  |

| Fotlåda       |       |  |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Benstödsbredd | Artnr |                                                                                     |
| 350mm         | 23336 |                                                                                     |
| 380mm         | 23337 |                                                                                     |
| 400mm         | 23338 |                                                                                     |
| 430mm         | 23339 |                                                                                     |
| 450mm         | 23340 |                                                                                     |
| 500mm         | 23341 |                                                                                     |
| 550mm         | 23342 |                                                                                     |

| Vadplattor<br>(ställbara i djup) |       |  |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Benstödsbredd                    | Artnr |                                                                                   |
| 350mm                            | 27964 |                                                                                   |
|                                  | 27964 |                                                                                   |
| 380-400mm                        | 27965 |                                                                                   |
|                                  | 27965 |                                                                                   |
| 430-450mm                        | 27966 |                                                                                   |
|                                  | 27966 |                                                                                   |
| 500mm                            | 27967 |                                                                                   |
|                                  | 27967 |                                                                                   |
| 550mm                            | 27968 |                                                                                   |
|                                  | 27968 |                                                                                   |

| Vadplattor<br>(ställbara i djup,<br>undanfällbara) |         |  |  |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benstödsbredd                                      | Sida    | Artnr                                                                              |  |
| 350mm                                              | Höger   | 26541                                                                              |  |
|                                                    | Vänster | 26542                                                                              |  |
| 380-400mm                                          | Höger   | 26545                                                                              |  |
|                                                    | Vänster | 26546                                                                              |  |
| 430-450mm                                          | Höger   | 26549                                                                              |  |
|                                                    | Vänster | 26550                                                                              |  |
| 500mm                                              | Höger   | 26551                                                                              |  |
|                                                    | Vänster | 26552                                                                              |  |
| 550mm                                              | Höger   | 26553                                                                              |  |
|                                                    | Vänster | 26554                                                                              |  |

| Polstring till<br>Vadplattor 3D |       |  |
|---------------------------------|-------|--|
| Benstödsbredd                   | Artnr |  |
| 350mm                           | 41617 |  |
|                                 | 41617 |  |
| 380-400mm                       | 41618 |  |
|                                 | 41618 |  |
| 430-450mm                       | 41619 |  |
|                                 | 41619 |  |
| 500mm                           | 41620 |  |
|                                 | 41620 |  |
| 550mm                           | 41621 |  |
|                                 | 41621 |  |
| för fästet                      | 21745 |  |

## Benstöd


## Benstöd Grandis - extra stabila benstöd med lyfthandtag



| Benstödsfästen Grandis                                                              |                                           |         |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------|--|
|                                                                                     | Artikel                                   | Sida    | Artnr |  |
|  | Benstödsfäste - krävs för grandis benstöd | Höger   | 94211 |  |
|                                                                                     |                                           | Vänster | 94212 |  |

| Benstödsöverdel Grandis                                                             |                                          |         |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------|--|
|                                                                                     | Artikel                                  | Sida    | Artnr |  |
|  | Vinkelfast (kan ställas i fasta vinklar) | Höger   | 89862 |  |
|                                                                                     |                                          | Vänster | 89863 |  |
|  | Vinkelställbara längdkompenserande       | Höger   | 88671 |  |
|                                                                                     |                                          | Vänster | 88672 |  |
|                                                                                     | Vinklinsbegränsare ställbart för 88671   | Höger   | 85977 |  |
|                                                                                     | Vinklinsbegränsare ställbart för 88672   | Vänster | 85977 |  |

## Benstöd Grandis

| Fotplattor till Grandis<br>(ställbara i vinkel och djup) |         |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benstödsbredd                                            | Sida    | Artnr                                                                             |  |
| 350mm                                                    | Höger   | 85912                                                                             |  |
|                                                          | Vänster | 85920                                                                             |  |
| 380mm                                                    | Höger   | 85913                                                                             |  |
|                                                          | Vänster | 85921                                                                             |  |
| 400mm                                                    | Höger   | 85914                                                                             |  |
|                                                          | Vänster | 85922                                                                             |  |
| 430mm                                                    | Höger   | 85915                                                                             |  |
|                                                          | Vänster | 85923                                                                             |  |
| 450mm                                                    | Höger   | 85916                                                                             |  |
|                                                          | Vänster | 85924                                                                             |  |
| 500mm                                                    | Höger   | 85917                                                                             |  |
|                                                          | Vänster | 85925                                                                             |  |

## Amputationsbenstöd



| Benstödsbredd    | Sida    | Artnr |  |
|------------------|---------|-------|--|
| Överdelar        | Höger   | 87231 |  |
|                  | Vänster | 87232 |  |
| Platta 350mm     | Höger   | 89519 |  |
|                  | Vänster | 89519 |  |
| Platta 380-400mm | Höger   | 89520 |  |
|                  | Vänster | 89520 |  |
| Platta 430-450mm | Höger   | 89521 |  |
|                  | Vänster | 89521 |  |
| Platta 500mm     | Höger   | 89522 |  |
|                  | Vänster | 89522 |  |
| Platta 550mm     | Höger   | 89523 |  |
|                  | Vänster | 89523 |  |
| Polster 3D       | Höger   | 89527 |  |
|                  | Vänster | 89527 |  |
| Polster EasyCare | Höger   | 89528 |  |
|                  | Vänster | 89528 |  |

## Vadplattor till Grandis



| Benstödsbredd | Artnr |  |
|---------------|-------|--|
| 350mm         | 85680 |  |
|               | 85680 |  |
| 380-400mm     | 85681 |  |
|               | 85681 |  |
| 430-450mm     | 88634 |  |
|               | 88634 |  |
| 500mm         | 88635 |  |
|               | 88635 |  |
| 550mm         | 88636 |  |
|               | 88636 |  |

## Överdrag vadplatta 3D



| Benstödsbredd | Artnr |  |
|---------------|-------|--|
| 350mm         | 85074 |  |
|               | 85074 |  |
| 380-400mm     | 85075 |  |
|               | 85075 |  |
| 430-450mm     | 88650 |  |
|               | 88650 |  |
| 500mm         | 88651 |  |
|               | 88651 |  |
| 550mm         | 88652 |  |
|               | 88652 |  |

## Överdrag vadplatta EasyCare

| Benstödsbredd | Artnr |  |
|---------------|-------|--|
| 350mm         | 88624 |  |
|               | 88624 |  |
| 380-400mm     | 88625 |  |
|               | 88625 |  |
| 430-450mm     | 88654 |  |
|               | 88654 |  |
| 500mm         | 88655 |  |
|               | 88655 |  |
| 550mm         | 88656 |  |
|               | 88656 |  |

## Hel Fotplatta (ställbara i vinkel)



| Benstödsbredd | Artnr |  |
|---------------|-------|--|
| 350mm         | 89272 |  |
| 380mm         | 89273 |  |
| 400mm         | 89274 |  |
| 430mm         | 89275 |  |
| 450mm         | 89276 |  |
| 500mm         | 89277 |  |
| 550mm         | 89278 |  |

## Fotlåda



| Benstödsbredd | Artnr |  |
|---------------|-------|--|
| 350mm         | 90411 |  |
| 380mm         | 90412 |  |
| 400mm         | 90413 |  |
| 430mm         | 90414 |  |
| 450mm         | 90415 |  |
| 500mm         | 90416 |  |
| 550mm         | 90417 |  |

## Benstöd

## Tillbehör Benstöd

## Hälband

## Vristsele


|                                                                                   | Artnr | Artikel                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|
|  | 45025 | Vristsele S (17-20cm)       |  |
|                                                                                   | 45026 | Vristsele M (19-23cm)       |  |
|                                                                                   | 45027 | Vristsele L (22-29cm)       |  |
|                                                                                   | 45028 | Vristsele XL (28-33cm)      |  |
|                                                                                   | 88658 | Fäste för vristsele Grandis |  |

## Vadband

|                                                                                   | Artnr | Artikel                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
|  | 21293 | Vadband S                           |  |
|                                                                                   | 45019 | Vadband M (bredd 35-48cm höjd 21cm) |  |
|                                                                                   | 45020 | Vadband L (bredd 48-55cm höjd 23cm) |  |

| Benstödsbredd | Sida    | Artnr |  |
|---------------|---------|-------|--|
| 350mm         | Höger   | 87525 |  |
|               | Vänster | 87525 |  |
| 380mm         | Höger   | 87526 |  |
|               | Vänster | 87526 |  |
| 400mm         | Höger   | 87527 |  |
|               | Vänster | 87527 |  |
| 430mm         | Höger   | 87528 |  |
|               | Vänster | 87528 |  |
| 450mm         | Höger   | 87529 |  |
|               | Vänster | 87529 |  |
| 500mm         | Höger   | 87530 |  |
|               | Vänster | 87530 |  |
| 550mm         | Höger   | 87531 |  |
|               | Vänster | 87531 |  |

## Huvudstöd

|                                                                                     |       |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--|
|   | 40880 | Huvudstöd <b>A</b> Böjd 3D-tyg                                |  |
|                                                                                     | 28302 | Huvudstöd <b>A</b> Böjd EasyCare                              |  |
|  | 82566 | Huvudstöd <b>A</b> Böjd med pannband 3D-tyg                   |  |
|                                                                                     | 44970 | Huvudstöd <b>A</b> Böjd med pannband EasyCare                 |  |
|  | 40881 | Huvudstöd <b>B</b> Litet 3D-tyg                               |  |
|                                                                                     | 28383 | Huvudstöd <b>B</b> Litet EasyCare                             |  |
|  | 40882 | Huvudstöd <b>C</b> Platt stort 3D-tyg                         |  |
|                                                                                     | 27556 | Huvudstöd <b>C</b> Platt stort EasyCare                       |  |
|  | 81024 | Huvudstöd <b>D</b> Sluttande 3D-tyg                           |  |
|                                                                                     | 82986 | Huvudstöd <b>D</b> Sluttande EasyCare                         |  |
|  | 94238 | Huvudstöd <b>E</b> Med justerbara sidostöd 3D-tyg             |  |
|                                                                                     | 94033 | Huvudstöd <b>E</b> Med justerbara sidostöd EasyCare           |  |
|  | 84570 | Huvudstöd <b>F</b> Med kindstöd 3D-tyg                        |  |
|                                                                                     | 85258 | Huvudstöd <b>F</b> Med kindstöd EasyCare                      |  |
|  | 45366 | Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> (höjd 130mm) |  |
|                                                                                     | 45370 | Horisontalstag, 250 mm                                        |  |
|                                                                                     | 41402 | Vertikalstag, 350 mm                                          |  |
|                                                                                     | 23005 | Fäste                                                         |  |
|  | 45367 | Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>vuxen</i> (höjd 150mm) |  |
|                                                                                     | 45370 | Horisontalstag, 250 mm                                        |  |
|                                                                                     | 41402 | Vertikalstag, 350 mm                                          |  |
|                                                                                     | 23005 | Fäste                                                         |  |
|  | 45365 | Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i> (höjd 120mm)  |  |
|                                                                                     | 45370 | Horisontalstag, 250 mm                                        |  |
|                                                                                     | 41402 | Vertikalstag, 350 mm                                          |  |
|                                                                                     | 23005 | Fäste                                                         |  |
|  | 45368 | Axion huvudstödsskena för kontrollerad sidorörelse 60°        |  |
|                                                                                     | 45378 | Axion huvudstödsskena för kontrollerad sidorörelse 90°        |  |

## Huvudstöd

## Tillbehör Huvudstöd

|                                                                                     |       |                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 41403 | 500mm vertikalstag för extra höjd (std är 350mm)                                                                                         |  |
|                                                                                     | 20318 | 250mm horisontalstag för extra djup (std är 150mm)                                                                                       |  |
|                                                                                     | 20372 | 380mm horisontalstag för extra djup (std är 150mm)                                                                                       |  |
|     | 40883 | Hygienöverdrag i 3D-tyg för huvudstöd A                                                                                                  |  |
|                                                                                     | 27554 | Hygienöverdrag i EasyCover för huvudstöd A                                                                                               |  |
|                                                                                     | 40884 | Hygienöverdrag i 3D-tyg för huvudstöd B                                                                                                  |  |
|                                                                                     | 27555 | Hygienöverdrag i EasyCover för huvudstöd B                                                                                               |  |
|                                                                                     | 40885 | Hygienöverdrag i 3D-tyg för huvudstöd C                                                                                                  |  |
|                                                                                     | 27556 | Hygienöverdrag i EasyCover för huvudstöd C                                                                                               |  |
|    | 45369 | 150mm horisontalstag för montering av huvudstöd A-F på Axion huvudstödsskena (kräver huvudstöd, axion huvudstödsskena samt axionadapter) |  |
|                                                                                     | 45370 | 250mm horisontalstag för montering av huvudstöd A-F på Axion huvudstödsskena (kräver huvudstöd, axion huvudstödsskena samt axionadapter) |  |
|  | 89558 | Axionadapter för huvudstöd A-F mot axionskena (kräver horisontalstag, huvudstöd samt axionskena)                                         |  |

## Syrgas tillbehör

## Hållare för syrgas och medicinsk utrustning

|                                                                                     |          |                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|
|  | H-200222 | Fäste för syrgaskorg mot 22mm rör                |  |
|                                                                                     | H-200301 | Slitsfäste för syrgaskorg                        |  |
|                                                                                     | H-200525 | Syrgaskorg 2,5L                                  |  |
|                                                                                     | H-200520 | Syrgaskorg 2L OTM2                               |  |
|                                                                                     | H-200550 | Syrgaskorg 5 Liter                               |  |
|  | H-200570 | Syrgaskorg Air Liquide                           |  |
|                                                                                     | H-200560 | Syrgaskorg för stroller flytande syrgasbehållare |  |
|  | 94283    | Universalhylla för sb 400mm inkl tippskydd       |  |
|                                                                                     | 94284    | Universalhylla för sb 450mm inkl tippskydd       |  |
|                                                                                     | 94285    | Universalhylla för sb 500mm inkl tippskydd       |  |
|                                                                                     | 41987    | Multistativ/Droppställning                       |  |


## Bord &amp; Tillbehör

## Bord &amp; Tillbehör


|                                                                                     |       |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 28121 | Bord Universal för armstödsbredd 35-43 cm                                       |  |
|                                                                                     | 28122 | Bord Universal för armstödsbredd 45-50 cm                                       |  |
|                                                                                     | 21610 | Bord Universal för armstödsbredd 55 cm                                          |  |
|    | 15100 | Bord förstärkt för armstödsbredd 35-43 cm                                       |  |
|                                                                                     | 15101 | Bord förstärkt för armstödsbredd 43-50 cm                                       |  |
|                                                                                     | 15124 | Bord förstärkt med djupinställningslås för armstödsbredd 35-43 cm               |  |
|                                                                                     | 15125 | Bord förstärkt med djupinställningslås för armstödsbredd 43-50 cm               |  |
|                                                                                     | 15140 | Bord förstärkt sidosvängbart med djupinställningslås för armstödsbredd 35-43 cm |  |
|                                                                                     | 15141 | Bord förstärkt sidosvängbart med djupinställningslås för armstödsbredd 43-50 cm |  |
|  | 15042 | Armstödsdyna höger till bord litet 35-43cm                                      |  |
|                                                                                     | 15043 | Armstödsdyna vänster till bord litet 35-43cm                                    |  |
|                                                                                     | 15040 | Armstödsdyna höger till bord stort sb 45-55cm                                   |  |
|                                                                                     | 15041 | Armstödsdyna vänster till bord stort sb 45-55cm                                 |  |
|  | 93930 | Halvbord konstläder höger                                                       |  |
|                                                                                     | 93931 | Halvbord konstläder vänster                                                     |  |

## Dynamiska benstöd



|                                                                                     |       |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--|
|  | 82856 | Benstödsöverdel Dynamisk Höger                              |  |
|                                                                                     | 82857 | Benstödsöverdel Dynamisk Vänster                            |  |
|  | 82880 | Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 35cm    |  |
|                                                                                     | 82881 | Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 38-40cm |  |
|                                                                                     | 82882 | Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 43-45cm |  |
|                                                                                     | 82883 | Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 50cm    |  |
|                                                                                     | 82884 | Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 55cm    |  |
|  | 82848 | Justerrör kort 214mm                                        |  |
|                                                                                     | 82848 |                                                             |  |
|  | 45245 | Förstärkt lås till fotplattan                               |  |

## Dynamiska benstöd

|                                                                                  |       |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
|  | 82862 | Vadplatta för benstödsbredd 35cm    |  |
|                                                                                  | 82862 |                                     |  |
|                                                                                  | 82863 | Vadplatta för benstödsbredd 38-40cm |  |
|                                                                                  | 82863 |                                     |  |
|                                                                                  | 82864 | Vadplatta för benstödsbredd 43-45cm |  |
|                                                                                  | 82864 |                                     |  |
|                                                                                  | 82865 | Vadplatta för benstödsbredd 50cm    |  |
|                                                                                  | 82865 |                                     |  |
|                                                                                  | 82866 | Vadplatta för benstödsbredd 55cm    |  |
|                                                                                  | 82866 |                                     |  |

## Dynamisk rygg



|                                                                                    |       |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|
|   | 93971 | Handtag för dynamisk funktion              |  |
|  | 90892 | Dynamisk ryggcylinder 450N (kräver 93971)  |  |
|                                                                                    | 90893 | Dynamisk ryggcylinder 600N (kräver 93971)  |  |
|                                                                                    | 90894 | Dynamisk ryggcylinder 750N (kräver 93971)  |  |
|                                                                                    | 85337 | Dynamisk ryggcylinder 900N (kräver 93971)  |  |
|                                                                                    | 85338 | Dynamisk ryggcylinder 1000N (kräver 93971) |  |
|                                                                                    | 85339 | Dynamisk ryggcylinder 1100N (kräver 93971) |  |
|                                                                                    | 85340 | Dynamisk ryggcylinder 1200N (kräver 93971) |  |

| Guidande tabell över passande ryggcylinder per vikt och sitsbredd                      |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Observera att värdena är ungefärliga och att varje användare är unik i styrka och form |                |                |                |                |
| Användarvikt                                                                           | Sitsbredd 35cm | Sitsbredd 40cm | Sitsbredd 45cm | Sitsbredd 50cm |
| 40 kg                                                                                  | 450 N          |                |                |                |
| 50 kg                                                                                  | 450 N          |                |                |                |
| 60 kg                                                                                  | 600 N          | 600 N          |                |                |
| 70 kg                                                                                  | 750 N          | 750 N          | 750 N          |                |
| 80 kg                                                                                  | 750 N          | 750 N          | 900 N          | 900 N          |
| 90 kg                                                                                  | 900 N          | 900 N          | 900 N          | 900 N          |
| 100 kg                                                                                 |                | 1000 N         | 1000 N         | 1000 N         |
| 110 kg                                                                                 |                | 1100 N         | 1100 N         | 1100 N         |
| 120 kg                                                                                 |                |                |                | 1200 N         |
| 130 kg                                                                                 |                |                |                | 1200 N         |