

iChair ORBIT



Mitthjulsdriven elrullstol med möjlighet till uppresningshjälp.
Flexibel och trygg körning. Minimal tipprisk, stötdämpning både fram och bak. Från enkelt till avancerat sittande.

Ergonomiskt utformat sittsystem

- ErgoSeat
- MySeat
- Ortoflex (kardborre)

Kilsystem

Komplettera med kilar för anpassat, flexibelt sittande

Huvudstöd

Flexibla och starka huvudstöd i original samt genom kombinationsavtal

Bålstöd

- Fasta, avtagbara/undanfällbara
- Löstagbara, strl S/L

Rygg

Enkelt fällbar för transport

Elektrisk, sitslyft

- 30 cm
- 20 cm med uppresningshjälp

El-funktion rygg

Ryggvinkling -10° till 50°

Belysning

enl tyska krav se och synas

Svankstöd

Löstagbara, justerbara, kardborre strl S/M/L

Benstöd elektriska, delade eller centrum-monterade

Ställbara elreglerade längd-kompenserande benstöd

Sitstilt, elektrisk

- 0° till 50°
- 0° till 30° med lyft
- 0° till 45° med uppresningshjälp & lyft

Länkhjul, bakre

Ger fantastisk svängradie.
Möjligt med två länkhjul, separerade



Beskrivning		
Sittbredd	38/43/48/53-65 ¹⁾	¹⁾ Breddjustering med armstöd, ej understödd sittyta
Sittdjup	35,5 - 56 ²⁾	²⁾ Med förlängningsadapter, 3cm
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	43/46,5/50 (12") 44/47,5/51 (14")	
Rygghöjd	53/58 +10cm ³⁾	³⁾ Med adapter för 10 cm högre rygghöjd
Armstöd steglöst höjdställbara	24-35 ⁴⁾	⁴⁾ Från sitsplåt (utan dyna)
Brukarvikt	160 kg	
Länkhjul / Drivhjul	8" 12"/14"	
Motorer	2 st x 350 W	
Batterier	2 st 50Ah eller 2 st 73Ah	
Hastighet	upp till 10 km/h	
Körsträcka mellan laddning	upp till 40 km km	
Hindertagning	6 cm	
Vändradie centrumbenstöd/delat benstöd	70 cm/80 cm	
Totallängd	93 ⁵⁾ / 118-125 ⁶⁾ / 106-115 ^{7)c} cm	⁵⁾ Utan benstöd. ⁶⁾ Delade benstöd ⁷⁾ Centrumbenstöd
Totalbredd chassi	60 cm	