

iChair SKY



Mitthjulsdriven elrullstol med ståfunktion som ger minimal tipprisk och flexibel, trygg körning. Stötdämpning både fram och bak.
Från enkelt till avancerat sittande.



Beskrivning		
Sittbredd	43/48	
Sittdjup	40-52,5 cm	
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	45/48,5/52 cm	
Rygghöjd	54 cm	
Armstöd steglöst höjdställbara	20–35 ⁴⁾ cm	⁴⁾ Från sitsplåt (utan dyna)
Underbenslängd	25-39 cm	
Brukarvikt	140 kg	
Länkhjul / Drivhjul	6-7" / 14"	
Motorer	2 st x 350 W	
Batterier	2 st 60Ah eller 2 st 73Ah	
Hastighet	upp till 10 km/h	<i>i stående 3 km/h</i>
Körsträcka mellan laddning	upp till 40 km	
Backtagning	15%	
Hindertagning	6 cm	
Vändradie centrumbenstöd	64 cm	
Totallängd	90,5 ⁵⁾ / 109,5 ⁶⁾	⁵⁾ Utan benstöd. ⁶⁾ Med benstöd