


Utprovningssprotokoll/Orderguide Netti S

Kund:	Ref.:
Kundnr.:	Tel/Mail:
Beställare:	

Netti S levereras med följande standardutrustning:

Rygg	Rygg med band. Ryggen kan fällas ned vid transport.
Ryggdyna	Smart Back, fästes med kardborre och kan anpassas steglöst i höjd. 3D
Sittdyna	Netti S Sit Sittdyna 3D
Huvudstöd	Huvudstöd A Mini 3D
Armstöd	Avtagbara och höjddjusterbara. Justerbara armstödsdynor.
Körbygel	Höjddreglerbar
Broms	Vårdarbroms, fotbroms och brukarbroms
Benstöd	Universal benstöd. Längdjusterbara, sväng- och avtagbara. Med hel fotplatta. (SB 250-350mm för UL 220-320mm/SB 400mm för UL 360-500mm)
Drivhjul	22" med snabbkoppling (QR). Aluminiumdrivringar.
Länkhjul	6" med snabbkoppling (QR).
Tippskydd	Med pedal
Diverse	Transportfäste, fäste för H-sele och fäste för höftbälte

Netti S (75 kg max. belastning)



- 250 mm (SD 250-325 mm) S90025-7K
- 300 mm (SD 250-350 mm) S90030-7K
- 350 mm (SD 250-350 mm) S90035-7K
- 400 mm (SD 250-350 mm) S90040-7K



Sittdjup: Inställning i 25 mm intervaller

- 250 mm
- 275 mm
- 300 mm
- 325 mm
- 350 mm


Sittdjupförlängning i framkant för SB 350 och 400mm


- 1 styck Förlängningsplatta för sittplatta (+50 mm) Art. 91502
- 2 Styck Förlängningsplatta för Sittplatta (+ 2 x 50 mm) Art. 91502 + Benstödsfäste 85027+85028


Sitthöjd:


- 440 mm med 16"-hjul
- 470 mm med 22"-hjul

Alla delar som ingår i GP standardkonfigureringen är markerade med orange och kommer levereras om inget annat val görs


Sittdyna S Sit				
	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 250x250 mm	217301	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 300x350 mm	217306
	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 250x300 mm	217303	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 350x300 mm	217308
	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 300x250 mm	217304	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 350x350 mm	217308
	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 300x300 mm	217305	<input type="checkbox"/> Sittdyna Netti S Sit 3D 400x350 mm	217312

Sittdyna Sit				
	<input type="checkbox"/> Sittdyna Sit 3D 35x45 cm	187304	<input type="checkbox"/> Sittdyna Sit EasyCare 35x45 cm	188304
	<input type="checkbox"/> Sittdyna Sit 3D 40x40 cm	187309	<input type="checkbox"/> Sittdyna Sit EasyCare 40x40 cm	188309
	<input type="checkbox"/> Sittdyna Sit 3D 40x45 cm	187310	<input type="checkbox"/> Sittdyna Sit EasyCare 40x45 cm	188310

Inkontinensöverdrag Netti Dry				
	<input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag 25x30cm	3463	<input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag 35x45cm	3484
	<input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag 30x35cm	3462	<input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag 40x40cm	3477
	<input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag 35x40cm	3479	<input type="checkbox"/> Inkontinensöverdrag 40x45cm	3480

Ryggdyna Smart				
	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 250x400 mm	357301	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 350x500 mm	357304
	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 300x400 mm	357302	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 400x500 mm	357306
	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 350x400 mm	357303	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D BR 250x400 mm	355301
	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 400x400 mm	357312	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D BR 300x400 mm	355302
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D BR 350x400 mm	353303

Ryggdyna Netti S Super					
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Netti S Super 3D BR 25 cm	407301	BR	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Netti S Super 3D BR 35 cm	407303	BR
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Netti S Super 3D BR 30 cm	407302	BR	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Netti S Super 3D BR 40 cm	407304	BR

Ryggdyna Stabil				
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 350x500 mm	367304	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 350x500 mm	368304
	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 400x500 mm	367306	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 400x500 mm	368306

Ryggtillbehör



<input type="checkbox"/>	Ryggstödsförhöjning (500 mm)	91659	<input type="checkbox"/>	Ryggkil	21048
<input type="checkbox"/>	Fäste för H-sele 250 mm	88806	<input type="checkbox"/>	Fäste för H-sele 350 mm	88808
<input type="checkbox"/>	Fäste för H-sele 300 mm	88807	<input type="checkbox"/>	Fäste för H-sele 400 mm	92083
<input type="checkbox"/>	Sidostöd Netti S	88810	<input type="checkbox"/>		

Universalbenstöd med hel fotplatta




<input type="checkbox"/>	Universalbenstöd Hö Netti S	84728	<input type="checkbox"/>	Universalbenstöd Vä Netti S	84729
<input type="checkbox"/>	Universalbenstöd Hö Netti	26708	<input type="checkbox"/>	Universalbenstöd Vä Netti	26722
<input type="checkbox"/>	Uni. benstöd Netti S m. hel fotplatta 250 mm	80703	<input type="checkbox"/>	Uni. Benstöd Netti S m. hel fotplatta 350 mm	80705
<input type="checkbox"/>	Uni. benstöd Netti S m. hel fotplatta 300 mm	80704	<input type="checkbox"/>	Uni. Benstöd Netti med hel fotplatta 400mm	Div
<input type="checkbox"/>	Knäskydd, universal benstöd 3D Vä	41974	<input type="checkbox"/>	Knäskydd, universal benstöd EC Vä	28640
<input type="checkbox"/>	Knäskydd, universal benstöd 3D Hö	41973	<input type="checkbox"/>	Knäskydd, universal benstöd EC Hö	28639

Vinkelreglerbara benstöd



<input type="checkbox"/>	Benstöd vrb H Netti S	25146W	<input type="checkbox"/>	Benstödfäste +25 mm abduktion hö	80071
<input type="checkbox"/>	Benstöd vrb V Netti S	25147W	<input type="checkbox"/>	Benstödfäste +25 mm abduktion vä	80072
<input type="checkbox"/>	Benstöd vrb H Netti	41961	<input type="checkbox"/>	Benstödfäste förstärkt H	85027
<input type="checkbox"/>	Benstöd vrb V Netti	41960	<input type="checkbox"/>	Benstödfäste förstärkt V	85028
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Benstödfäste Netti S H	87986
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Benstödfäste Netti S V	87987

Vadplattor




<input type="checkbox"/>	Vadplatta 250 mm Vänster	25149	<input type="checkbox"/>	Vadplatta 250 mm Höger	25148
<input type="checkbox"/>	Vadplatta 300 mm Vänster	25151	<input type="checkbox"/>	Vadplatta 300 mm Höger	25150
<input type="checkbox"/>	Vadplatta 350 mm Vänster	25153	<input type="checkbox"/>	Vadplatta 350 mm Höger	25152
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Vadplatta m/fäste 350 mm	27964	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Vadplatta m/fäste 400 mm	27965	<input type="checkbox"/>		


Delad fotplatta




<input type="checkbox"/>	Delad fotplatta, hö/vä 250 mm Mini (160mm)	23966	<input type="checkbox"/>	Överdrag till fotplatta 300 mm Mini	28451
<input type="checkbox"/>	Delad fotplatta, hö/vä 300 mm Mini (160mm)	23967	<input type="checkbox"/>	Överdrag till fotplatta 350 mm Mini	28452
<input type="checkbox"/>	Delad fotplatta, hö/vä 350 mm Mini (160mm)	23968	<input type="checkbox"/>	Överdrag till fotplatta hö 350 mm	28453
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Överdrag till fotplatta vä 350 mm	28454
<input type="checkbox"/>	Delad fotplatta, hö 350 mm (350mm)	28621	<input type="checkbox"/>	Överdrag till fotplatta hö 400 mm	28457
<input type="checkbox"/>	Delad fotplatta, vä 350 mm (350mm)	28649	<input type="checkbox"/>	Överdrag till fotplatta vä 400 mm	28458
<input type="checkbox"/>	Delad fotplatta, hö 400 mm (350mm)	28623	<input type="checkbox"/>	Gångjärn djupjusterbar	87088
<input type="checkbox"/>	Delad fotplatta, vä 400 mm (350mm)	28651	<input type="checkbox"/>	Fotsele m/monteringskit Small	45025
<input type="checkbox"/>	Överdrag till fotplatta 250 mm Mini	28450	<input type="checkbox"/>	Fotsele m/monteringskit Medium	45026
<input type="checkbox"/>	Justerrör 160mm	23171	<input type="checkbox"/>	Justerrör 350mm	23173
<input type="checkbox"/>	Justerrör 245mm	23172	<input type="checkbox"/>		


Fotlåda				
	<input type="checkbox"/> Fotlåda 250 mm (160mm)	23836	<input type="checkbox"/> Fotlåda 400 mm (350mm)	23338
	<input type="checkbox"/> Fotlåda 300 mm (160mm)	23837	<input type="checkbox"/> Benstödsfäste fotlåda hö*	80839
	<input type="checkbox"/> Fotlåda 350 mm (160mm)	23336	<input type="checkbox"/> Benstödsfäste fotlåda vä*	80840


*måsta monteras om fotlådan måste kunna avlägnas

Hel fotplatta med lås				
	<input type="checkbox"/> Fotplatta hel 160mm 250 mm	80700	<input type="checkbox"/> Fotplatta hel 160mm 350 mm	80702
	<input type="checkbox"/> Fotplatta hel 160mm 300 mm	80701	<input type="checkbox"/> Fotplatta hel 345mm 400 mm	25703




Tillbehör benstöd			
<input type="checkbox"/> Vristsele S (170-200 mm)	45025	<input type="checkbox"/> Bodypoint Vadband M (380-480 mm)	45019
<input type="checkbox"/> Vristsele M (190-230 mm)	45026	<input type="checkbox"/> Hälband m/stag 350 mm	23758
<input type="checkbox"/> Rem till fotplatta	45024	<input type="checkbox"/> Hälband m/stag 380-400 mm	21870

Hjul				
	<input type="checkbox"/> Drivhjul med vårdarbroms 22x1" PU Black	91426	<input type="checkbox"/> Länkhjul inkl. gaffel 6" Vita	88340
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 22" 250 mm	91776	<input type="checkbox"/> Länkhjul 5"	86142
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 22" 300 mm	91777	<input type="checkbox"/> Länkhjul 6" Vita	83837
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 22" 350 mm	91778	<input type="checkbox"/> Framgaffel för 6"	88339
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 22" 400 mm	92090	<input type="checkbox"/> Framgaffel för 5"	90092
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 16" 250mm	88575	<input type="checkbox"/> Ekerskydd transparent 22"	24144
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 16" 300mm	88576	<input type="checkbox"/> Stänkskärm 22"	88831
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 16" 350mm	88577	<input type="checkbox"/> Drivring, friktion 22"	21122
	<input type="checkbox"/> Drivhjul kit med pedalbroms 16" 400mm	92089	<input type="checkbox"/> Drivring överdrag 22"	86001


Armstöd				
	<input type="checkbox"/> Armstöd, Hö Netti S	88023	<input type="checkbox"/> Armstödsplatta (335x58mm) PU	29135
	<input type="checkbox"/> Armstöd, Vä Netti S	88024	<input type="checkbox"/> Armstödsplatta (385x58mm) PU	20835
	<input type="checkbox"/> Överdrag mjuk 3D Netti S	88875	<input type="checkbox"/> Armstödsplatta (445x68 mm) PU	29136
	<input type="checkbox"/> Överdrag mjuk (385x58 mm) 3D	41649	<input type="checkbox"/> Armstödsplatta (420x80 mm) PU	29137
	<input type="checkbox"/> Överdrag mjuk (420x80 mm) 3D	82563	<input type="checkbox"/>	





Huvudstöd				
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Huvudstöd E komplett 3D	84850
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd Mini A komplett 3D	44579	<input type="checkbox"/> Huvudstöd E komplett EasyCare	90490
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd Mini A komplett 3D 350 mm	86133	<input type="checkbox"/> Huvudstöd sidled ställ. kort H E 3D	88860
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd A hygienöverdrag EasyCare	27557	<input type="checkbox"/> Huvudstöd sidled ställ. kort V E 3D	88866
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd B komplett 3D	40881	<input type="checkbox"/> Huvudstödshållare alu	82025
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd B komplett EasyCare	28383	<input type="checkbox"/> Kulleströr 250 mm	div.
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd B hygienöverdrag EasyCare	27555	<input type="checkbox"/> Kulleströr 380 mm	div.
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd C komplett 3D	40882	<input type="checkbox"/> Vertikalrör 500mm	41403
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd C komplett EasyCare	28384	<input type="checkbox"/> Huvudkudde Cospoflex	3952
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd C hygienöverdrag EasyCare	27556	<input type="checkbox"/> Huvudkudde med band	3950

Cospoflex

Med band

Huvudstöd Savant				
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd Savant Barn	45365	<input type="checkbox"/> Axion 60°	45368
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd Savant Liten	45366	<input type="checkbox"/> Axion 90°	45378
	<input type="checkbox"/> Huvudstöd Savant Pad	45373	<input type="checkbox"/> Adapter för Netti huvudstöd	89558
	<input type="checkbox"/> Horisontalstång 150 mm	45369	<input type="checkbox"/> Huvudstöd, vertikalstag 350 mm	41402
	<input type="checkbox"/> Horisontalstång 250 mm	45370	<input type="checkbox"/> Huvudstöd, vertikalstag 500 mm	41403
	<input type="checkbox"/>			

Bälten & selar				
	<input type="checkbox"/> Höftbälte polstrat inkl. billås	20845	<input type="checkbox"/> Sele Pivofit XXS	45089
	<input type="checkbox"/> Bäckstabilisator Evoflex XS	45021	<input type="checkbox"/> Sele Pivofit XS	45090
	<input type="checkbox"/> Bäckstabilisator Evoflex M	82788	<input type="checkbox"/> Sele Pivofit S	45091
	<input type="checkbox"/> Höftbälte 4-punkt BP, XS	45081	<input type="checkbox"/> Sele Pivofit M	45017
	<input type="checkbox"/> Höftbälte 4-punkt BP, M	45013	<input type="checkbox"/> Bröststöd Stayflex XS	45093
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Bröststöd Stayflex S	45094
	<input type="checkbox"/> Bältesfäste sittplatta	88812	<input type="checkbox"/> Bröststöd Stayflex M	45015
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> H-sele polstrat inkl. billås	20881
	<input type="checkbox"/> Säkerhetslås XS, BP	45047	<input type="checkbox"/> Bälte kryss X	41645
	<input type="checkbox"/> Säkerhetslås S/M, BP	45048	<input type="checkbox"/> Elastiskt universalbälte S	45084
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Selfäste Netti S	Div.

Abduktion		
	<input type="checkbox"/> Abduktionskloss Mini Netti S	88822
	<input type="checkbox"/> Abduktionskloss Liten Netti S	88823



Universal



Med lås




Svängbart



Dyna

Bord och tillbehör til bord			
<input type="checkbox"/> Bord Universal förstärkt 250-300 mm	15102	<input type="checkbox"/> Armstödsdyna 350-430 cm hö	15043
<input type="checkbox"/> Bord Universal förstärkt 350-430mm	15100	<input type="checkbox"/> Armstödsdyna 350-430 cm vä	15042
<input type="checkbox"/>			

Körbygel				
	<input type="checkbox"/> Körbygel, vinkelreg. Netti S 250 mm kort	88794	<input type="checkbox"/> Körbygel, vinkelreg. Netti S 250 mm lång	90276
	<input type="checkbox"/> Körbygel, vinkelreg. Netti S 300 mm kort	88795	<input type="checkbox"/> Körbygel, vinkelreg. Netti S 300 mm lång	90277
	<input type="checkbox"/> Körbygel, vinkelreg. Netti S 350 mm kort	88796	<input type="checkbox"/> Körbygel, vinkelreg. Netti S 350 mm lång	90278
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Körbygel, vinkelreg. Netti S 400 mm lång	92077
	<input type="checkbox"/>			

Övriga tillbehör



<input type="checkbox"/> Verktygssats Netti	21239	<input type="checkbox"/> Tippskydd m. pedal kort Netti S	88730
<input type="checkbox"/> Multistativ/Droppställning	41987	<input type="checkbox"/> Tippskydd m. pedal lång Netti S	88731
		<input type="checkbox"/> Transportfäste Netti S	88203
		<input type="checkbox"/> Transportfäste Netti S	88203

Unika tillbehör Netti S



- Netti Nature-buggyhjul för användning på ojämn mark, på stranden eller i skogen.
Standardframhjul levereras också
- Sufflett som skyddar mot vind, regn och intryck

Tekniska data Netti S

Tekniska data	
Tilt:	-3° - +35°
Ryggvinkling:	90° - 125°
Total bredd:	Sittbredd + 155mm (16" VB) Sittbredd + 310 mm (22" VB)
Total längd:	920-1060 mm (inkl. benstöd)
Armstödshöjd (från sittsplatta):	Min. 120 mm / Max.290 mm
Benstöd vinkelreg. Netti S:	Underbenslängd 290-390 mm
Benstöd universal Mini:	Underbenslängd 220-320 mm (270-370mm)
Vikt:	Ca. 28-32kg (utan dynor)
Max. belastning:	75 kg
Krocktestad	ISO-7176-19 (75kg)

Var så vänlig och använd inte persondata när du fyller i detta formulär. Använd ett anonymt ID om du behöver identifiera personen för ordern eller mötet.