

## Utprovningsprotokoll/Orderguide HALLAND

### Netti 4U CEDS Young edition



Kund:	Ref.:
Kundnr.:	Tel/Mail:
Beställare:	

#### CEDS Young levereras med följande standardutrustning:

Rygg	Standard rygg med band. Ryggen kan fällas ned vid transport.
Armstöd	Uppfällbara och höjjusterbara. Justerbara armstödsdynor.
Körbygel	Höjdregerbar.
Broms	Vårdarbroms och brukarbroms på övre ramröret.
Drivhjul	22" med snabbkoppling (QR)
Länkhjul	6" med snabbkoppling (QR)
Tippskydd	Med pedal. Kan snurras runt.
Diverse	Transportfäste, fäste för H-sele och höftbälte

#### CEDS Young (max belastning 130 kg) inklusive 22" hjul, exklusive huvudstöd

- Sittbredd 350 mm      S65035-22-H
- Sittbredd 400 mm      S65040-22-H
- Sittbredd 430 mm      S65043-22-H

#### Sittdjup: Inställning i 25 mm intervaller


- 375 mm    400 mm    425 mm    450 mm


#### Förlängare för sittplatta: +50 mm


- 91502


**Sitthöjd:** Se sista sidan

Alla delar som ingår i GP standardkonfigureringen är markerade med orange och en av dem kommer levereras om inget annat val görs

Sittdyna Uno						
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno 3D 350x450 mm	171806	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno EasyCare 350x450mm	172006
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno 3D 350x500 mm	171807	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno EasyCare 350x500mm	172007
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno 3D 400x450 mm	171813	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno EasyCare 400x450mm	172013
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno 3D 400x500 mm	171814	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno EasyCare 400x500mm	172014
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno 3D 430x450 mm	171817	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno EasyCare 430x450mm	172017
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno 3D 430x500 mm	171818	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Uno EasyCare 430x500mm	172018

Sittdyna Sit						
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 350x400 mm	187303	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 400x500 mm	189311
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 350x450 mm	187304	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 430x400 mm	189312
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 350x500 mm	187305	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 430x450 mm	189313
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 400x400 mm	187309	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 430x500 mm	189314
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 400x450 mm	187310	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 350x400 mm	188303
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 400x500 mm	187311	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 350x450 mm	188304
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 430x400 mm	187312	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 350x500 mm	188305
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 430x450 mm	187313	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 400x400 mm	188309
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D 430x500 mm	187314	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 400x450 mm	188310
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 350x400 mm	189303	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 400x500 mm	188311
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 350x450 mm	189304	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 430x400 mm	188312
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 350x500 mm	189305	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 430x450 mm	188313
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 400x400 mm	189309	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit EasyCare 430x500 mm	188314
	<input type="checkbox"/>	Sittdyna Sit 3D °C 400x450 mm	189310	<input type="checkbox"/>		

Inkontinensöverdrag Netti Dry						
	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 350x450mm	3484	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 400x500 mm	3483
	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 350x500mm	3473	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 430x450 mm	3470
	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 400x400mm	3477	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 430x500 mm	3471
	<input type="checkbox"/>	Inkontinensöverdrag 400x450mm	3480	<input type="checkbox"/>		

Ryggdyna Uno (10 cm sidostöd)						
	<input type="checkbox"/>	Ryggdyna Uno 3D 350x500mm	344701	<input type="checkbox"/>	Ryggdyna Uno EasyCare 350x500mm	344901
	<input type="checkbox"/>	Ryggdyna Uno 3D 400x500mm	344702	<input type="checkbox"/>	Ryggdyna Uno EasyCare 400x500mm	344902
	<input type="checkbox"/>	Ryggdyna Uno 3D 450x500mm*	344703	<input type="checkbox"/>	Ryggdyna Uno EasyCare 450x500mm*	344903

\*används även till SB 430 mm

Ryggdyna Smart (12 cm sidostöd)



<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 350x500mm	357304	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 350x500mm	358304
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 380x500mm	357305	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 380x500mm	358305
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 400x500mm	357306	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 400x500mm	358306
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 430x500mm	357307	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 430x500mm	358307
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 450x500mm**	357308	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 450x500mm**	358308
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 350x600mm**	357320	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 350x600mm**	358320
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 400x600mm**	357322	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 400x600mm**	358322
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 430x600mm**	357323	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 430x600mm**	358323
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart 3D 450x600mm**	357324	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Smart EasyCare 450x600mm**	358324

\*\*Ryggförlängare art.nr 43799 krävs

Ryggdyna Stabil (17 cm sidostöd)



<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 350x500mm	367304	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 350x500mm	368304
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 380x500mm	367305	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 380x500mm	368305
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 400x500mm	367306	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 400x500mm	368306
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 430x500mm	367307	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 430x500mm	368307
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 450x500mm	367308	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 450x500mm	368308
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 350x600mm**	367320	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 350x600mm**	368320
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 400x600mm**	367322	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 400x600mm**	368322
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 430x600mm**	367323	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 430x600mm**	368323
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil 3D 450x600mm**	367324	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Stabil EasyCare 430x600mm**	368324

\*\*Ryggförlängare art.nr 43799 krävs

Ryggdyna Super Stabil (17 cm sidostöd)



<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 350x500mm	377301	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 350x500mm	378301
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 380x500mm	377302	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 380x500mm	378302
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 400x500mm	377303	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 400x500mm	378303
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 430x500mm	377304	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 430x500mm	378304
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 450x500mm	377305	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 450x500mm	378305
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 350x600mm**	377320	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 350x600mm**	378320
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 380x600mm**	377321	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 380x600mm**	378321
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 400x600mm**	377322	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 400x600mm**	378322

<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 430x600mm**	377323	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 430x600mm**	378323
<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil 3D 450x600mm**	377324	<input type="checkbox"/> Ryggdyna S. Stabil EasyCare 450x600mm**	378324

\*\*Ryggförlängare art.nr 43799 krävs

**Ryggdyna Kyphotic**



<input type="checkbox"/> Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 350x500 mm	206301	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 450x500 mm	206303
<input type="checkbox"/> Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 400x500 mm	206302	<input type="checkbox"/> Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 500x500 mm	206304

**Ryggtilbehör**



<input type="checkbox"/> Ryggstödsförhöjning 25-60 cm (H 60 cm)	43799	<input type="checkbox"/> Ryggkil	21048
---	-------	----------------------------------	-------



**Universalbenstöd**



<input type="checkbox"/> Universalbenstöd vä Svart	26722	<input type="checkbox"/> Fotplatta m. hälband vä 400 mm	80040
<input type="checkbox"/> Universalbenstöd hö Svart	26708	<input type="checkbox"/> Fotplatta m. hälband hö 400 mm	80032
<input type="checkbox"/> Fotplatta m. hälband vä 350mm	80038	<input type="checkbox"/> Fotplatta m. hälband vä 430 mm	80041
<input type="checkbox"/> Fotplatta m. hälband hö 350mm	80030	<input type="checkbox"/> Fotplatta m. hälband hö 430 mm	80033

**Vinkelreglerbara benstöd**




<input type="checkbox"/> Vinkelreglerbara benstöd överdel Höger 3D	41960	<input type="checkbox"/> Vinkelreglerbara benstöd överdel med klämlås Hö Svart 3D	88211
<input type="checkbox"/> Vinkelreglerbara benstöd överdel Vänster 3D	41961	<input type="checkbox"/> Vinkelreglerbara benstöd överdel med klämlås Vä Svart 3D	88212
<input type="checkbox"/> Vinkelreglerbara benstöd överdel Höger Easycare	41762	<input type="checkbox"/> Benstödfäste +25 mm abduktion hö	80071
<input type="checkbox"/> Vinkelreglerbara benstöd överdel Vänster Easycare	41763	<input type="checkbox"/> Benstödfäste +25 mm abduktion vä	80072

**Justerstag för längdinställning underben**


<input type="checkbox"/> Justerrör 245 mm	23172	<input type="checkbox"/> Justerrör 346 mm	23173
<input type="checkbox"/> Förstärkt stag 350 mm	20138	<input type="checkbox"/> Fäste för djupledsinställning av fotplattor	87088


**Vadplattor**




<input type="checkbox"/> Vadplattor 350 mm	27964	<input type="checkbox"/> Vadband Netti	21293
<input type="checkbox"/> Vadplattor 380-400 mm	27965	<input type="checkbox"/> Vadband Bodypoint M	45019
<input type="checkbox"/> Vadplattor 430-450 mm	27966	<input type="checkbox"/> Vadband Bodypoint L	45020
<input type="checkbox"/> Vadplatta med gångjärn hö 350 mm	26541	<input type="checkbox"/> Överdrag till vadplatta 350 mm 3D	41617
<input type="checkbox"/> Vadplatta med gångjärn vä 350 mm	26542	<input type="checkbox"/> Överdrag till vadplatta 380-400 mm 3D	41618
<input type="checkbox"/> Vadplatta med gångjärn hö 380-400 mm	26545	<input type="checkbox"/> Överdrag till vadplatta 430-450 mm 3D	41619
<input type="checkbox"/> Vadplatta med gångjärn vä 380-400 mm	26546	<input type="checkbox"/> Polster till vadplattans hållare	21745
<input type="checkbox"/> Vadplatta med gångjärn hö 430-450 mm	26549		
<input type="checkbox"/> Vadplatta med gångjärn vä 430-450 mm	26550		




Delad fotplatta				
	<input type="checkbox"/> Delad fotplatta, hö 350 mm	28621	<input type="checkbox"/> Överdrag till fotplatta hö 350 mm	28453
	<input type="checkbox"/> Delad fotplatta, vä 350 mm	28649	<input type="checkbox"/> Överdrag till fotplatta vä 350 mm	28454
	<input type="checkbox"/> Delad fotplatta, hö 400 mm	28623	<input type="checkbox"/> Överdrag till fotplatta hö 400 mm	28457
	<input type="checkbox"/> Delad fotplatta, vä 400 mm	28651	<input type="checkbox"/> Överdrag till fotplatta vä 400 mm	28458
	<input type="checkbox"/> Delad fotplatta, hö 430 mm	28624	<input type="checkbox"/> Överdrag till fotplatta hö 430 mm	28459
	<input type="checkbox"/> Delad fotplatta, vä 430 mm	28652	<input type="checkbox"/> Överdrag till fotplatta vä 430 mm	28460
		<input type="checkbox"/> Gångjärn djupjusterbar	87088	

Fotlåda				
	<input type="checkbox"/> Fotlåda 350 mm	23336	<input type="checkbox"/> Benstödsfäste fotlåda hö*	80839
	<input type="checkbox"/> Fotlåda 400 mm	23338	<input type="checkbox"/> Benstödsfäste fotlåda vä*	80840
	<input type="checkbox"/> Fotlåda 430 mm	23339	<input type="checkbox"/>	

\*måsta monteras om fotlådan måste kunna avlägnas

Hel fotplatta med lås				
	<input type="checkbox"/> Hel fotplatta med lås 350 mm (346 mm)	25701	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Hel fotplatta med lås 400 mm (346 mm)	25703	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Hel fotplatta med lås 430 mm (346 mm)	25704	<input type="checkbox"/>	

Benstöd Grandis				
	<input type="checkbox"/> Benstödfäste Grandis hö	85974	<input type="checkbox"/> Benstödfäste Grandis vä	85975
	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 350 hö	88601	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 350 vä	88609
	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 400 hö	88603	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 400 vä	88611
	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 430 hö	88604	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 430 vä	88612
	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 450 hö	88605	<input type="checkbox"/> Benstöd Grandis Complete SB 450 vä	88613
	<input type="checkbox"/> Vinkelbegränsare	85977	<input type="checkbox"/> Monteringssats för vristsele	88658
	<input type="checkbox"/> Benstödsfäste abduction hö.	89839	<input type="checkbox"/> Benstödsfäste abduction vä.	89840
	<input type="checkbox"/> Vadplatta överdrag 3D	Div.	<input type="checkbox"/> Vadplatta överdrag EC	Div.


Benstöd Grandis Fixed inkl fotband och fotplatta (Förstärkta) vinkelfasta			
<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 350 mm hö	87543	<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 350 vä	87551
<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 400 mm hö	87545	<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 400 vä	87553
<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 430 mm hö	87546	<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 430 vä	87554
<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 450 mm hö	87547	<input type="checkbox"/> Grandis Fixed 450 vä	87555

Hälbandskit			
<input type="checkbox"/> Bredd 350 mm	87525	<input type="checkbox"/> Bredd 430 mm	87528
<input type="checkbox"/> Bredd 400 mm	87527	<input type="checkbox"/> Bredd 450 mm	87529
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	


Fotlåda Grandis			
<input type="checkbox"/> Fotlåda komplett m. benstöd 350mm	89378	<input type="checkbox"/> Fotlåda komplett m. benstöd 500 mm	89383
<input type="checkbox"/> Fotlåda komplett m. benstöd 400mm	89380	<input type="checkbox"/> Fotlåda komplett m. benstöd 550 mm	89384
<input type="checkbox"/> Fotlåda komplett m. benstöd 430mm	89381	<input type="checkbox"/> Fotlåda komplett m. benstöd 600 mm	89385
<input type="checkbox"/> Fotlåda komplett m. benstöd 450mm	89382	<input type="checkbox"/>	


Amputationsbenstöd Grandis			
<input type="checkbox"/> Amputationsbenstöd höger	87231	<input type="checkbox"/> Amputationsbenstöd vänster	87232
<input type="checkbox"/> Platta 350 mm	89519	<input type="checkbox"/> Polster 3D	89527
<input type="checkbox"/> Platta 380-400 mm	89520	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Platta 430-450 mm	89521	<input type="checkbox"/>	

Hel fotplatta Grandis					
<input type="checkbox"/>	Bredd 350 mm	89272	<input type="checkbox"/>	Bredd 430 mm	89275
<input type="checkbox"/>	Bredd 400 mm	89274	<input type="checkbox"/>	Bredd 450 mm	89276
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		



Tillbehör benstöd					
<input type="checkbox"/>	Vristsele S (170-200mm)	45025	<input type="checkbox"/>	Hälband m/stag 350 mm	23758
<input type="checkbox"/>	Vristsele M (190-230mm)	45026	<input type="checkbox"/>	Hälband m/stag 380-400 mm	21870
<input type="checkbox"/>	Vristsele L (220-290mm)	45027	<input type="checkbox"/>	Hälband m/stag 430-450 mm	21871
<input type="checkbox"/>	Vristsele XL (280-330mm)	45028	<input type="checkbox"/>	Vadband, polstrad	21293
<input type="checkbox"/>	Bodypoint Vadband M (380-480mm)	45019	<input type="checkbox"/>	Rem till fotplatta	45024
<input type="checkbox"/>	Bodypoint Vadband L (480-550mm)	45020	<input type="checkbox"/>		

Hjul						
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 24x1 PU	83157	<input type="checkbox"/>	Länkhjul inkl. gaffel 5"	86144
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 22x1" PU	83156	<input type="checkbox"/>	Länkhjul inkl. gaffel 7" std.	90104
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul 20x1" PU	83158	<input type="checkbox"/>	Länkhjul inkl. gaffel bred 7"	90244
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul med vårdarbroms 24x1" Svarta PU	43103B	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 5" (125x27 mm)	86142
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul med vårdarbroms 22x1" Svarta PU	91426	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" PU Vita	83837
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul med vårdarbroms 20x1" PU	43105	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 6" (150x27 mm)	86138
	<input type="checkbox"/>	Vårdarbromskit 12" PU	29315	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 7" (175x33 mm)	86135
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul med vårdarbroms 16" PU	29316	<input type="checkbox"/>	Länkhjul 7" (175x45 mm)	89922
	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transparent 24"	24145	<input type="checkbox"/>	Framgaffel std. till 6" och 5"	41554
	<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transparent 22"	24144	<input type="checkbox"/>	Framgaffel till 7"	90103
<input type="checkbox"/>	Ekerskydd transparent 20"	24143	<input type="checkbox"/>	Framgaffel bred till 7"	90243	
<input type="checkbox"/>	Drivring, friktion 24"	21121	<input type="checkbox"/>	Drivring, friktion 20"	21123	
<input type="checkbox"/>	Drivring, friktion 22"	21122	<input type="checkbox"/>			

Armstöd						
	<input type="checkbox"/>	Armstöd, uppfällbar och höjjusterbar, hö	29118	<input type="checkbox"/>	Armstödsplatta (385x58mm) PU	20835
	<input type="checkbox"/>	Armstöd, uppfällbar och höjjusterbar, vä	29119	<input type="checkbox"/>	Armstödsplatta (445x68 mm) PU	29136
	<input type="checkbox"/>	Hemiplegiarmstöd hö	29460	<input type="checkbox"/>	Armstödsplatta (420x80 mm) PU	29137
	<input type="checkbox"/>	Hemiplegiarmstöd vä	29459	<input type="checkbox"/>	Armstödsplatta (525x80 mm) PU	29138
	<input type="checkbox"/>	Hemiplegikudde VB Hareid	3954	<input type="checkbox"/>	Armstödsplatta Böjd (525x80 mm) PU	29139
	<input type="checkbox"/>	Överdrag mjuk (385x58 mm) 3D	41649	<input type="checkbox"/>	Breddningsats CED 25mm	83937
	<input type="checkbox"/>	Överdrag mjuk (420x80 mm) 3D	82563	<input type="checkbox"/>	Armstöd Komfortdyna hö	41458
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Armstöd Komfortdyna vä	41459



Huvudstöd						
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd A komplett 3D	40880	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd E komplett 3D	84850
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd A komplett EasyCare	28382	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd E komplett EasyCare	90490
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd A hygienöverdrag EasyCare	27554	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd F komplett 3D	84570
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd B komplett 3D	40881	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd F komplett EasyCare	85258
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd B komplett EasyCare	28383	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd A med pannband	82566
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd B hygienöverdrag EasyCare	27555	<input type="checkbox"/>	Huvudstödshållare alu	82025
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd C komplett 3D	40882	<input type="checkbox"/>	Kulledsrör 250 mm	div.
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd C komplett EasyCare	28384	<input type="checkbox"/>	Kulledsrör 380 mm	div.
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd C hygienöverdrag EasyCare	27556	<input type="checkbox"/>	Vertikalrör 500mm	41403
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd D komplett 3D	81024	<input type="checkbox"/>	Huvudkudde Cospoflex	3952
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd D komplett Easy Care	82986	<input type="checkbox"/>	Huvudkudde med band	3950

Huvudstöd Savant						
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd Savant Barn	45365	<input type="checkbox"/>	Horisontalstång 250 mm	45370
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd Savant Liten	45366	<input type="checkbox"/>	Axion 60°	45368
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd Savant Vuxen	45367	<input type="checkbox"/>	Axion 90°	45378
	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd Savant Pad	45373	<input type="checkbox"/>	Adapter för Netti huvudstöd	89558
	<input type="checkbox"/>	Horisontalstång 150 mm	45369	<input type="checkbox"/>	Huvudstöd, vertikalstag 350 mm	41402
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Huvudstöd, vertikalstag 500 mm	41403

Bälten & selar						
	<input type="checkbox"/>	Höftbälte polstrat inkl. billås	20845	<input type="checkbox"/>	Sele Pivofit M	45017
	<input type="checkbox"/>	Bäckenstabilisator Evoflex M	82788	<input type="checkbox"/>	Sele Pivofit L	45018
	<input type="checkbox"/>	Bäckenstabilisator Evoflex L	82789	<input type="checkbox"/>	Bröststöd Stayflex M	45015
	<input type="checkbox"/>	Bäckenstabilisator (SB55-65)	45276	<input type="checkbox"/>	Bröststöd Stayflex L	45016
	<input type="checkbox"/>	Höftbälte 4-punkt BP, M	45013	<input type="checkbox"/>	H-sele polstrat inkl. billås	20881
	<input type="checkbox"/>	Höftbälte 4-punkt BP, L	45014	<input type="checkbox"/>	Bälte kryss X	41645
	<input type="checkbox"/>	Bältesfäste 2-Punkt	45279	<input type="checkbox"/>	H-sele fäste 250-400 mm RH 50	86888
	<input type="checkbox"/>	Bältesfäste 4-Punkt	45280	<input type="checkbox"/>	H-selefäste 430-450 mm RH 50	86892
	<input type="checkbox"/>	Bälte abduction SB 350-450	41646	<input type="checkbox"/>	H-selefäste 250-400 mm RH 60	86889
	<input type="checkbox"/>	Bälte abduction SB 500	41647	<input type="checkbox"/>	H-selefäste 430-450 mm RH 60	86893

Abduktion						
	<input type="checkbox"/>	Abduktionskloss liten	86096	<input type="checkbox"/>	Abduktionskloss stor	89098
	<input type="checkbox"/>	Abduktionskloss medium	86097			

Bålstöd och svankstöd						
	<input type="checkbox"/>	Bålstöd Stabil Höger (Svängbar)	26843	<input type="checkbox"/>	Bålstöd Korrektion Höger (Avtagbar)	91455
	<input type="checkbox"/>	Bålstöd Stabil Vänster (Svängbar)	26830	<input type="checkbox"/>	Bålstöd Korrektion Vänster (Avtagbar)	91456
	<input type="checkbox"/>	Bålstöd Stabil överdrag	27541	<input type="checkbox"/>	Svankstöd 450-500 mm	2839
	<input type="checkbox"/>	Svankstöd 350-400 mm	2838	<input type="checkbox"/>		



Universal



Med lås



Svängbart



Dyna

#### Bord och tillbehör till bord

<input type="checkbox"/> Bord Universal 350-430 mm	28121	<input type="checkbox"/> Bord med lås 450-500 mm	28836
<input type="checkbox"/> Bord Universal 450-500 mm	28122	<input type="checkbox"/> Svängbart bord 350-430 mm	28826
<input type="checkbox"/> Bord Universal förstärkt 350-430 mm	15100	<input type="checkbox"/> Svängbart bord 450-500 mm	28832
<input type="checkbox"/> Bord Universal förstärkt 450-500 mm	15101	<input type="checkbox"/> Armstödsdyna 350-430 mm hö	15043
<input type="checkbox"/> Bord med lås 350-430 mm	28828	<input type="checkbox"/> Armstödsdyna 350-430 mm vä	15042

#### Körbygel

<input type="checkbox"/> Körbygel 350 mm	28793
<input type="checkbox"/> Körbygel 400 mm	28794
<input type="checkbox"/> Körbygel 430 mm	40487



#### Övriga tillbehör

<input type="checkbox"/> Vinklingsstopp för sits Netti 4U	29474	<input type="checkbox"/> Multistativ/Droppställning	41987
<input type="checkbox"/> Bromsspak 310mm	86099	<input type="checkbox"/> Körhandtag 300mm på CED	Div
<input type="checkbox"/> Verktygssats Netti	21239	<input type="checkbox"/> Tippskydd med pedal	28972
<input type="checkbox"/> Rullstolsväska Netti	42269	<input type="checkbox"/> Tippskydd standard	28018
<input type="checkbox"/> Tiltbegränsare		<input type="checkbox"/> Förlängningsplatta för sittplatta	91502
<input type="checkbox"/> Transportfäste	21074		

## Unika tillbehör Netti 4U CEDS – Young

#### Syrgashållare



<input type="checkbox"/> Universalhållare för syrgasapp. (inkl. ramförlängning)	*	*
---	---	---

\*Fråga den rekommenderade lösningen hos L&B Medical

#### Dynamiska funktioner



<input type="checkbox"/> Dynamic System (40° Rygg & Sittplatta 600-1300N, låsbar)	*	<input type="checkbox"/> Dynamic huvudstöd	*
<input type="checkbox"/> Dynamic System (15° Rygg & Sittplatta 600-1300N)		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Dynamic Rygg (fast sittplatta)	*	<input type="checkbox"/> Dynamic DUAL benstöd	*

\*Fråga efter den rekommenderade lösningen hos L&B Medical



## Tekniska data Netti 4U CEDS - Young

Tekniska data	
Tilt:	-5° - +20°
Ryggvinkling:	92° - 137°
Total bredd:	Sittbredd + 18 cm (STD hjul) / +19,5cm (VB hjul) / +17 cm (12"-16" VB)
Total längd:	102 cm (inkl. benstöd)
Armstödshöjd (från sittsplatta):	Min. 26,5 cm / Max. 35,5 cm
Benstöd vinkelreg:	Underbenslängd 32 – 68 cm
Benstöd universal:	Underbenslängd 36 - 50 cm
Benstöd Grandis	Underbenslängd 36 - 64 cm
Vikt:	Ca. 30 kg (utan dynor)
Max. belastning:	130kg

## Sitthöjd

Översikt över sitthöjd och val av hjul Netti 4U CED(S)			
Drivhjul	Länkhjul	Sitthöjd	Tippskydd
12"	6"	49 cm	28018
	7"	46 cm	28018
16"	7"	46 cm	28018
	7"	51 cm	28018
20"	5"	41,5 cm*	28816
	6"	47 cm	28816
	7"	46 cm	28816
22"	5"	46,5	28816
	6"	44 cm	28816
	7"	47,5 cm	28816
24"	7"	46,5 cm	28018
	7"	50 cm	28018

\*Kombination av kort gaffel 20142 + 5" hjul + 20" hjul möjlig: SH 40,5 cm.

\*\*\*\*\*

**Var så vänlig och använd inte persondata när du fyller i detta formulär. Använd ett anonymt ID om du behöver identifiera personen för ordern eller mötet.**