

iChair mc2 vårdarstyrd med eltilt



Beställare: _____

Datum: _____

Brukare: _____

Telefon: _____

Lev artikel nr	Beskrivning	Sesam nr
H-1611-RVN9987	Elrullstol iChair mc2 Z-styrning, Ortoflex och eltilt, knappbox, inkl laddare	37835

Standard:

- * Sitsvinkel elektriskt reglerbar med joystick (-2° till 26°)
- * Ryggstödshöjd 50 cm (justerbar till 45 cm)
- * Ryggstödsvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- * Rygg enkelt fällbar för transport
- * Kardborrerygg ställbar med ryggmatta
- * Sittdyna Bima (höjd 6 cm)
- * Ryggbåge, breddjusterbar 38-53 cm för vårdarstyrning, sk *Tjurhorn*
- * Z-styrning
- * Väskkrokar
- * Armstöd avtagbara och steglöst höjjusterbara med sidoskydd och armstödsdynor 38x6,5cm
- * Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara Underbenslängd (exkl dyna) 28-49cm
- * Fotplattor delade, vinkelställbara samt uppfällbara
- * Hälband
- * Länkhjul 9" punkteringsfria
- * Drivhjul 12" luftpumpade
- * Fjädring justerbar
- * Elektronik R-net + knappbox, förberett för upp till sex ställdon
- * Manöverboxfäste i Z-styrning
- * Endast vårdarstyrd
- * Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- * Transportfästen
- * MK-batterier 2 x 60Ah
- * Laddare

Max brukarvikt: 160 kg (140 kg med sitslyft)

Totallängd: 139,5cm inkl Z-styrn

Transportlängd: 83cm

Totalbredd: 58cm

Backtagning: 16% (9°)



Hastighet max 10 km/h (programmerbart)






Chassifärg Svart

Noteringar:



Ytterligare tillbehör finns till denna elrullstol. Vid behov kontakta konsulent.

Artikel				Sesam nr
Sitsbredd 			38 cm	<input type="checkbox"/>
			43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
			48 cm	<input type="checkbox"/>
			53 cm	<input type="checkbox"/>
		SB 30-38cm kräver 2st adapter H-122127-1765	30-38 cm	2 x 37759
Sitsdjup 			39 cm	<input type="checkbox"/>
			42,5 cm	<input type="checkbox"/>
			46 cm	<input type="checkbox"/>
			49,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
			53 cm	<input type="checkbox"/>
H-1071688	Kräver två sitsförlängare, H-1071688	56 cm	2st	2 x 33160
Sitshöjd 		Sitshöjden anges från golv till framkant av sitsplattan med sitsvinkel 0°.	43 cm	<input type="checkbox"/>
			46,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
			50 cm	<input type="checkbox"/>
	Elektrisk sitshöjd (50-80cm) H-1077100			<input type="checkbox"/>
Körsida			Höger	<input checked="" type="checkbox"/>
			Vänster	<input type="checkbox"/>
Brukarvikt över 120 kg		Stötdämpare för hög brukarvikt (>120 kg)		<input type="checkbox"/>

Tillbehör iChair mc2

Artikel				Sesam nr
H-6070843		Adapter för 5cm smalare rygg än sits, <i>endast till manuell ryggvinkel</i>		37757
		Adapter för 5cm bredare rygg än sits, <i>endast till manuell ryggvinkel</i>		37757
H-1072650		Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen*		33733
H-1070796		Dubbelkommandobox i enkel hållare med handlovsstöd på ryggbågen*		33356
Överdrag för armstödsdynor (polster)				
H-1070451P		För armstödsdyna H-1070451	Höger	37758
H-1070451P		För armstödsdyna H-1070451	Vänster	37758
Övriga armstödstillbehör				
H-122127-1765		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm	Höger	37759
H-122127-1765		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm	Vänster	37759
		<i>Armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt</i>		
Benstödsöverdel				
H-1062135		Manuellt vinkelreglerbart	Höger	33040
H-1062134		Manuellt vinkelreglerbart	Vänster	33039


Övriga benstödstillbehör

H-1030237		Vadband			23405	<input type="checkbox"/>
H-1054378		Fotremmar		Par	33105	<input type="checkbox"/>
H-1071427		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 38 cm	33384	<input type="checkbox"/>
H-1071428		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 43 cm	33385	<input type="checkbox"/>
H-1071429		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 48 cm	33386	<input type="checkbox"/>
H-1071430		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 53 cm	33387	<input type="checkbox"/>
Vid beställning av benstöd vinkelfasta kort modell:						
H-5006669		Benstödsfäste för benstöd, iChair mcS		Höger	39754	<input type="checkbox"/>
H-5006670		Benstödsfäste för benstöd, iChair mcS		Vänster	39755	<input type="checkbox"/>
H-1056390		Benstödsöverdel vinkelfast svart iChair mcS		Höger	23191	<input type="checkbox"/>
H-1056389		Benstödsöverdel vinkelfast svart iChair mcS		Vänster	23192	<input type="checkbox"/>
H-1076947		Benstödsu-del underbenslängd 25-35cm m vs fotplatta uppfällb		Höger	39756	<input type="checkbox"/>
H-1076946		Benstödsu-del underbenslängd 25-35cm m vs fotplatta uppfällb		Vänster	39758	<input type="checkbox"/>
H-1045562		Amputationsbenstöd	Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Höger	32981	<input type="checkbox"/>
H-1045561		Amputationsbenstöd	Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Vänster	32980	<input type="checkbox"/>



Tillbehör iChair mc2

Artikel Sesam nr

Bålstöd

H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Höger	33024	<input type="checkbox"/>
H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Vänster	33024	<input type="checkbox"/>
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Höger	37762	<input type="checkbox"/>
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Vänster	37762	<input type="checkbox"/>


Sittkomfort

H-1070814		Bälte	Med snäpplås, 130 cm långt		33119	<input type="checkbox"/>
H-6070210		Bälte	Med snäpplås, 210 cm långt		35767	<input type="checkbox"/>
H-907380-1		Rullbälte	Med snäpplås, 115 cm långt		33107	<input type="checkbox"/>
H-6010522		Huvudstöd <small>m minnesfunktion</small>	Dynhöjd 14cm, Bredd 30cm, Mittenstöd 11cm, Sidostöd 6cm		37763	<input type="checkbox"/>



Tillbehör manöverbox

H-6091420		Knapplåda för eltilt			22937	<input type="checkbox"/>
-----------	---	----------------------	--	--	-------	--------------------------

Bord

H-1072625		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 38 - 43 cm	33108	<input type="checkbox"/>
H-1072626		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 48 - 53 cm	33341	<input type="checkbox"/>

Övriga tillbehör

H-1068409		Backspegel		Ej manöverboxsida	32904	<input type="checkbox"/>
H-8108595		Backspegel		Manöverboxsida	24604	<input type="checkbox"/>
H-1082220		Kryckkäpphållare	För liggande kryckkäppar	Ej manöverboxsida	33044	<input type="checkbox"/>
H-1083516		Belysning samt blinkers fram och bak			33207	<input type="checkbox"/>
H-060829-0001		Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter			25212	<input type="checkbox"/>
H-200560		Syrgaskorg*	För "stroller"syrgasflaska		37766	<input type="checkbox"/>
H-200520		Syrgaskorg*	För 2-liters flaska		32864	<input type="checkbox"/>
H-200550		Syrgaskorg*	För 5-liters flaska		37767	<input type="checkbox"/>
H-200222		Fäste för syrgaskorg (Krävs för att montera ovanstående på ryggröret)			32865	<input type="checkbox"/>
H-1070818		Hållarstag iChair för extern infästning av bälte			38693	<input type="checkbox"/>
<i>38693 är ett Fäste för syrgaskorg när lägre placering av syrgaskorg behövs.</i>						
H-202300		Droppställning	<i>Kräver nedanstående fäste för montering</i>		37768	<input type="checkbox"/>
H-6010557		Fäste för droppställning			34262	<input type="checkbox"/>
<i>* kräver fäste för att kunna monteras</i>						