

iChair mc3 med eltilt



L&B Medical AB
tel: 08-7320480
mail: rehab@lbmedical.se

Beställare: _____

Datum: _____

Brukare: _____

Telefon: _____

Lev artikel nr	Beskrivning	Sesam nr
H-1612-VNB42	Elrullstol iChair mc3 Ergoseat	33046
	Laddare	26243

Standard:

Sitsvinkel elektriskt reglerbar med joystick (-2° till 33°)
 Ryggstödshöjd 53 cm (justerbar till 57 cm)
 Ryggstödsvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
 Rygg enkelt fällbar för transport
 Rygg Ergoseat i ryggskal
 Ryggbåge
 Sittdyna Bima (höjd 6 cm)
 Väskkrokar
 Pakethållare
 Armstöd avtagbara och steglöst höjjusterbara med sidoskydd och armstödsdynor 38x6,5cm
 Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara. Underbenslängd (exkl. dyna) 28-49cm
 Fotplattor delade samt uppfällbara
 Vadband
 Länkhjul 10" luftpumpade
 Drivhjul 14" luftpumpade
 Fjädring justerbar
 Elektronik R-Net, förberett för upp till sex ställdon
 Manöverbox längd och höjdregerbar, med parallellbeslag
 Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
 Transportfästen
 Batterier 2 x 73Ah
 Drifftidsmätare
 Belysning
 Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
 Chassifärg Svart

Max brukarvikt: 160 kg

Totallängd: 118cm




Transportlängd: 87cm

Totalbredd: 63cm









Noteringar:














Ytterligare tillbehör finns till denna elrullstol. Vid behov kontakta konsulent.

Artikel				Sesam nr
Sitsbredd 		38 cm		<input type="checkbox"/>
		43 cm		<input checked="" type="checkbox"/>
		48 cm		<input type="checkbox"/>
		53 cm		<input type="checkbox"/>
Sitsdjup 		40 cm		<input type="checkbox"/>
		43 cm		<input type="checkbox"/>
		46 cm		<input type="checkbox"/>
		49 cm		<input checked="" type="checkbox"/>
		53 cm		<input type="checkbox"/>
H-1071688	kräver två sitsförlängare	56 cm	2st	2 x 33160
Sitshöjd 	från golv till sitsplatta med 0° tilt	43,5 cm		<input type="checkbox"/>
		46,5 cm		<input checked="" type="checkbox"/>
		49,5 cm		<input type="checkbox"/>
Körsida		Höger		<input checked="" type="checkbox"/>
		Vänster		<input type="checkbox"/>

Tillbehör iChair mc3

Artikel				Sesam nr	
Ryggstöd 	H-6070843	Adapter för 5cm smalare rygg än sits		37757	
	H-6070843	Adapter för 5cm bredare rygg än sits		37757	
	H-1074113	Elektriskt reglerbar ryggvinkel (-10° till 50°)	Ryggbredd 38-48 cm	33043	
	H-1071413	Elektriskt reglerbar ryggvinkel (-10° till 50°)	Ryggbredd 53 cm	37786	
Sitslyft 	H-6070122	Elektrisk sitslyft (lyfter 30cm, lägsta sitthöjd 44cm)		<input type="checkbox"/>	
Vårdarstyrning 	H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen		33733	
	H-1070791	Dubbelkommandobox i hållare med handlovsstöd på ryggbågen		33356	
	H-6050490	Vårdarstyrd med manöverbox i Z-styrning komfort		37788	
	H-6050492	Vårdarstyrd med dubbelkommando i Z-styrning komfort		37789	
max hastighet för samtliga vårdarstyrningar programmeras ned till 6km/h					
Armstödsdyna 	H-6085281	Hemiplegiarmstöd	Längd 52cm, Bredd 12cm	Höger	37791
	H-6085280	Hemiplegiarmstöd	Längd 52cm, Bredd 12cm	Vänster	37790
Överdrag för armstödsdynor (polster) 	H-1070451P		För armstödsdyna standard	Höger	37758
	H-1070451P		För armstödsdyna standard	Vänster	37758
Övriga armstödsstillbehör 	H-122127-1765	Adapter för inflytt av armstöd 3 cm		Höger	37759
	H-122127-1765	Adapter för inflytt av armstöd 3 cm		Vänster	37759
	H-6050220	Armbågsstöd		Höger	37769
	H-6050220	Armbågsstöd		Vänster	37769

Tillbehör iChair mc3

Artikel				Sesam nr
Benstödsöverdel				
H-1062135		Manuellt vinkelreglerbart	Höger	33040
H-1062134		Manuellt vinkelreglerbart	Vänster	33039
H-1073554		Elektriskt vinkelreglerbart	Höger	
H-5006627		Hållare för elektriskt benstöd	Höger	
H-1073553		Elektriskt vinkelreglerbart	Vänster	
H-5006626		Hållare för elektriskt benstöd	Vänster	
H-6010412		Vinkelfast kort modell Underbenslängd (exkl sittdyna) 25-35cm	Höger	37760
H-6010413		Vinkelfast kort modell Underbenslängd (exkl sittdyna) 25-35cm	Vänster	37761
H-1045562		Amputationsbenstöd Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Höger	32981
H-1045561		Amputationsbenstöd Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Vänster	32980
Övriga benstödstillbehör				
H-1073066		Hälband	Höger	32898
H-1073066		Hälband	Vänster	32898
H-1054378		Fotremmar	Par	33105
H-1071427		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 38 cm	33384
H-1071428		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 43 cm	33385
H-1071429		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 48 cm	33386
H-1071430		Hel fotplatta Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 53 cm	33387
Sittkomfort				
H-1070814		Bälte Med snäpplås, 130 cm långt		33119
H-6070210		Bälte Med snäpplås, 210 cm långt		35767
H-907380-1		Rullbälte Med snäpplås, 115 cm långt		33107
H-6085352		Fäste för bodypoint bröstsele på ryggbåge		37781
H-6085350		Fäste för bodypoint bröstsele på huvudstöd		37780
H-1074416		Lårstöd i konstläder Höger, höjd 25cm, Bredd 11cm		37771
H-1074415		Lårstöd i konstläder Vänster, höjd 25cm, Bredd 11cm		37770
H-1079616		Lårstöd i konstläder Höger, höjd 21cm, Bredd 10cm		37773
H-1079615		Lårstöd i konstläder Vänster, höjd 21cm, Bredd 10cm		37772
H-6010522		Huvudstöd <small>m minnesfunktion</small> Dynhöjd 14cm, Bredd 30cm, Mittenstöd 11cm, Sidostöd 6cm		37763
H-6010538		Huvudstöd <small>m minnesfunktion</small> Dynhöjd 16cm, Bredd 32cm, Mittenstöd 13cm, Sidostöd 12cm		37764
Tillbehör manöverbox				
H-6091420		Knapplåda Extern box för justering av elställdon	För brukare	37776
H-6091420		Knapplåda Extern box för justering av elställdon	För vårdare	37776
H-6091425		Knapplåda m vippor Extern box för justering av elställdon	För brukare	37777
H-6091425		Knapplåda m vippor Extern box för justering av elställdon	För vårdare	37777
H-487002-0305		Joystickknopp Rund kula, komposit Ø38mm		25138
H-487002-0307		Joystickknopp Rund "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm		19301
H-487002-0306		Joystickknopp Spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm		30416
Bord				
H-1072625		Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 38 - 43 cm	33108
H-1072626		Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 48 - 53 cm	33341
Övriga tillbehör				
H-1070835		Kryckkäpphållare För liggande kryckkäppar	Ej manöverboxsida	33044
H-205642506		Ryggsäck		32901
H-060829-0001		Fjärrstopp trådlös, upp till 20meter		25212
H-1068409		Bakspiegel	Ej manöverboxsida	32904
H-8108595		Bakspiegel	Manöverboxsida	24604
H-200560		Syrgasflaskhållare* För "stroller"syrgasflaska		37766
H-200520		Syrgasflaskhållare* För 2-liters flaska		32864
H-200550		Syrgasflaskhållare* För 5-liters flaska		37767
H-200222		Fäste för syrgasflaskhållare (Krävs för att montera ovanstående)		
H-202300		Droppställning <small>Kräver nedanstående fäste för montering</small>		37768
H-6010557		Fäste för droppställning		34262

* kräver fäste för att kunna monteras