



202302-cama

Utestat av: _____

Användare: _____

Datum: _____

Referensnummer: _____

Grundkonfiguration

H-1612-UB51121 iChair mc3 R-net (Ryggdyna o huvudstöd ingår i grundmodellen exkl sittdyna)

- Sittbredd 43* cm
- Sitsvinkel manuellt reglerbar 0° till 12°
- Sittdjup 49,5* cm
- Sitshöjd 46,5* cm
- Ryggstödshöjd 50 cm (justerbar till 45 cm)
- Ryggstödvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- Kardborrerygg med UNO ryggdyna
- Rygg enkelt fällbar
- Ryggbåge standard
- Huvudstöd
- Armstöd med sidoskydd, avtagbara samt steglöst höjjusterbara
- Väskkrokar
- Pakethållare
- Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara
- Fotplattor delade, vinkeljusterbara samt uppfällbara med hälbånd
- Länkhjul 10" punkteringsfria
- Drivhjul 14" luftpumpade
- Stänkskydd bak över drivhjulen
- Stötdämpare justerbara på fram samt bakhjul
- Elektronik R-Net, LED förberett för upp till sex ställdon
- Manöverbox längd och höjdgörklar, med parallellbeslag
- Högerstyr*
- Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- Transportfästen
- Batterier 2 x 78Ah
- Laddare
- Belysning
- Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- Chassifärg Svart

Stolens mått i standardkonfiguration:


Totallängd	118cm
Transportlängd	87cm
Totalbredd chassi	63cm
Totalbredd sits	sittbredd +15cm
Backtagning	15% (8°)
Max brukarvikt	160kg (150 kg m sitslyft)

* annan inställning väljs nedan

Alternativ rullstolsmodell	H-1612-UB52221	iChair mc3 med elfunktioner, ellyft och eltilt OBS! Begränsad brukarvikt till 150 kg	
----------------------------	----------------	---	--

Grundinställningar

Individuella mått:



Sittbredd: _____ (Möjligt intervall SB: 30–65cm) Sittdynan är understödd upp till 53cm

Sittdjup: _____ (Möjligt intervall SD: 35,5–56cm)

Längd: _____

Vikt: _____

Sittbredd valbara fasta steg:

38cm
43cm
48cm
53cm

SB 30-38cm kräver 2st adapter H-122127-1765 och armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt.

Ryggbredd: (Bredare eller smalare RB passar endast med manuell ryggvinkel)

H-6070843 5cm smalare än sitsbredd, min 33 cm
Samma som sitsbredd
H-6070843 5cm bredare än sitsbredd, max 58 cm
vilket kräver ErgoSeat, MySeat eller Netti (se Ryggstöd)

Rygghöjd:

45cm
50cm
Rygghöjd 60cm, specificera på sid 4

Sittdjup:

39 cm
42,5 cm
46 cm
49,5 cm
53 cm
56 cm**

** kräver 2st förlängare H-1071688


Sitshöjd (mått från golv till plansits med 0° tilt, räkna +2cm för sitshöjd vid 4° tilt):

43 cm
46,5 cm
50 cm


Körsida:

Högerstyrd
Vänsterstyrd

Elektrisk rygg

	H-1078915	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 38cm</i> • Passar endast med sittbredd 38cm	
	H-1078914	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 43cm</i> • Passar endast med sittbredd 43cm	
	H-1078916	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 48cm</i> • Passar endast med sittbredd 48cm	
	H-1074114	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 53cm</i> • Passar endast med sittbredd 53cm	


Armstöd

	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard höger längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard vänster längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1070451	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1070451	
		H-1070912	Armstödsdyna lång, längd 597mm, bredd 80mm	
		H-1070913	Armstödsdyna lång manöverboxsida, längd 517mm, bredd 80mm	
		H-1070912P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 597mm lång dyna, Höger • passar H-1070912	
		H-1070913P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 517mm lång dyna, Vänster • passar H-1070913	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Höger, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Vänster, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • passar H-1069946	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • passar H-1069946	
		H-1082051	Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd.	
		H-1082043	Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm	
		H-1082044	Hemiplegiarmstöd främre del platt	
		H-1082045	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp höger • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	
		H-1082046	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp vänster • Kan ej monteras på samma sida som manöverbox	
		H-6073101	Armstöd uppfällbart, komplett hö/vä inkl ryggrör	
		H-122127-1765	Adaptrar för inflytt av armstöd 3cm/sida • Armstöden smalare än ryggen gör att ryggen ej går att fälla utan att ta bort armstöden först	
		H-8460324	Armstödsdyna höger längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	
		H-8460323	Armstödsdyna vänster längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	

Benstöd

	standard	H-1044266	Benstöd fast vinkel, Höger	
	standard	H-1044267	Benstöd fast vinkel, Vänster	
		H-1062135	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Höger	
		H-1062134	Benstöd manuellt vinkelreglerbart, Vänster	
		H-1073554	Benstöd elektriskt vinkelreglerbart, Höger Inkl. vadplatta samt knäpolstring.	
		H-1073553	Benstöd elektriskt vinkelreglerbart, Vänster Inkl. vadplatta samt knäpolstring.	
	standard	H-1079374	Fotplatta vinkelställbar, Höger	
	standard	H-1079373	Fotplatta vinkelställbar, Vänster	
		H-1061442	Benstödsunderdel liksidig SB 38/43 djup- o vinkeljusterbar fotplatta sexkantrör med hålbild	
		H-1061441	Benstödsunderdel liksidig SB 43-53 djup- o vinkeljusterbar fotplatta sexkantör med hålbild	
		H-1054378	Fotremmar, par	
		H-1071427	Hel fotbräda sb38cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-1071428	Hel fotbräda sb43cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-1071429	Hel fotbräda sb48cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-1071430	Hel fotbräda sb53cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar.	
		H-6010412w	Benstöd kort höger inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
		H-6010413	Benstöd kort höger inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
		H-1045562	Amputationsbenstöd Höger	
		H-1045561	Amputationsbenstöd Vänster	
		H-6085380	Fotlåda för stol med sittbredd 38cm	
		H-6085382	Fotlåda för stol med sittbredd 43cm	
		H-6085384	Fotlåda för stol med sittbredd 48cm	
		H-6085386	Fotlåda för stol med sittbredd 53cm	
		H-1086003	Låsning benstödshållare, kraftig <i>krävs till de kraftigare benstöden</i>	
		H-1084505/H-1085824	Benstödsöverdel kraftig, vinkelfast vä/hö	
		H-1085732/H-1085733	Benstödsöverdel kraftig, manuellt vinkelställbar vä/hö	
		H-1089500/H-1089501	Benstödsöverdel kraftig, elektriskt vinkelställbar vä/hö	
		H-1086001/H-1086017	Benstödsunderdel kraftig m vinkeljusterbar fotplatta vä/hö	

Ryggstöd


	H-6070843	Rygg 5cm smalare än sits	
	H-6070843	Rygg 5cm bredare än sits	
	H-1070954	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1070955	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1070956	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1070957	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1077824	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1077825	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1077826	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1077827	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074443	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-1071640	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1071641	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1071642	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1071643	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074442	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-6072820	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 38cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 7	
	H-6072822	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 43cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 7	
	H-6072824	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 48cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 7	
	H-6072826	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 53cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 7	
	H-122127-1795	Ryggbåge iChair breddjusterbar	
	H-6070938	Rygghöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 38cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070943	Rygghöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 43cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070948	Rygghöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 48cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070954	Rygghöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 53cm, Rygghöjd 60cm</i>	

Ryggstöd

	344701	Netti UNO, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	344702	Netti UNO, Bredd 400mm Höjd 500mm	
	344703	Netti UNO, Bredd 450mm Höjd 500mm	
	344704	Netti UNO, Bredd 500mm Höjd 500mm	
	344705	Netti UNO, Bredd 550mm Höjd 500mm	
	344706	Netti UNO, Bredd 600mm Höjd 500mm	
	357304	Netti SMART, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	357305	Netti SMART, Bredd 380mm Höjd 500mm	
	357307	Netti SMART, Bredd 430mm Höjd 500mm	
	357309	Netti SMART, Bredd 500mm Höjd 500mm	
	357310	Netti SMART, Bredd 550mm Höjd 500mm	
	357311	Netti SMART, Bredd 600mm Höjd 500mm	
	367304	Netti STABIL, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	367305	Netti STABIL, Bredd 380mm Höjd 500mm	
	367307	Netti STABIL, Bredd 430mm Höjd 500mm	
	367309	Netti STABIL, Bredd 500mm Höjd 500mm	
	367310	Netti STABIL, Bredd 550mm Höjd 500mm	
	367311	Netti STABIL, Bredd 600mm Höjd 500mm	
	377301	Netti SuperSTABIL, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	377302	Netti SuperSTABIL, Bredd 380mm Höjd 500mm	
	377304	Netti SuperSTABIL, Bredd 430mm Höjd 500mm	
	377306	Netti SuperSTABIL, Bredd 500mm Höjd 500mm	
	377307	Netti SuperSTABIL, Bredd 550mm Höjd 500mm	
	377308	Netti SuperSTABIL, Bredd 600mm Höjd 500mm	
	206301	Netti KYPHOTIC, Bredd 350mm Höjd 500mm	
	206302	Netti KYPHOTIC, Bredd 400mm Höjd 500mm	
	206303	Netti KYPHOTIC, Bredd 450mm Höjd 500mm	
	206304	Netti KYPHOTIC, Bredd 500mm Höjd 500mm	

Sittdyna

Bima Bas 6 cm tjock med viss skålning
Textilklädsel




H-90303840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90303843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90303850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	

H-90304340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90304343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90304350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90304353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90304356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	

H-90304843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90304850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90304853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90304856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	

H-90305350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90305353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90305356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	

ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std)
Textilklädsel



H-1077816	Sittbredd	38 cm	
H-1077817	Sittbredd	43 cm	
H-1077818	Sittbredd	48 cm	
H-1077819	Sittbredd	53 cm	

Inkontinensöverdrag (endast överdrag)




H-90323840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90323843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90323850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	

H-90324340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90324343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90324350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90324353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90324356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	

H-90324843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90324850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90324853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90324856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	

H-90325350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90325353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90325356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	

ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std)
**Konstläder-
klädsel**



H-1071514	Sittbredd	38 cm	
H-1071515	Sittbredd	43 cm	
H-1071516	Sittbredd	48 cm	
H-1071517	Sittbredd	53 cm	

Sittdyna

Sittdyna Ride FORWARD

Av viskoelastiskt skum som anpassar sig efter den kroppsformen och ger optimal tryckfördelning. För kategori 1 och 2 trycksår.



FCD-1216	Sittbredd Sittdjup	300mm 410mm	
FCD-1517	Sittbredd Sittdjup	380mm 430mm	
FCD-1717	Sittbredd Sittdjup	430mm 430mm	
FCD-1718	Sittbredd Sittdjup	430mm 460mm	
FCD-2016	Sittbredd Sittdjup	510mm 410mm	
FCD-2018	Sittbredd Sittdjup	510mm 460mm	
FCD-2020	Sittbredd Sittdjup	510mm 510mm	

Sittdyna Ride JAVA SEAT

Säkert och stabilt stöd för områden med låg risk och avlastning av områden med hög risk. Medelhög till hög risk för trycksår.




JC-1517	Sittbredd Sittdjup	380mm 430mm	
JC-1717	Sittbredd Sittdjup	430mm 430mm	
JC-2016	Sittbredd Sittdjup	510mm 410mm	
JC-2018	Sittbredd Sittdjup	510mm 460mm	
JC-2020	Sittbredd Sittdjup	510mm 510mm	

Positionering

	H-60341920	Sidostödspolstring Hö/Vä om 2cm med tygöverdrag	
	H-60341925	Sidostödspolstring Hö/Vä om 4cm med tygöverdrag	
	H-1074416	Lårstöd, hö/vä med konstläder längd 248mm, höjd 108mm, bredd 43mm	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1069804	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 2,5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069805	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 3,75 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069806	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	

Positionering

	H-1075428	Bålstöd höger undansvängbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075427	Bålstöd vänster undansvängbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075430	Bålstöd liksidigt avtagbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1070540	Abduktionsblock (Grenkil) för plansits	
	86096 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Small. Höjd 80 mm, bredd 80 mm, längd 140 mm Fäste	
	86097 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Medium. Hö 80 mm, br 110 mm, längd 150 mm Fäste	
	86098 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Large. Hö 80 mm, br 140 mm, längd 170 mm Fäste	
	H-6010772	Halvbord, vadderat (hemibord) Höger inkl T-stag	
	H-6010773	Halvbord, vadderat (hemibord) Vänster inkl T-stag	

Huvudstöd

	H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste</i>	
	H-1062131	Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste. Mått på dynan: Höjd 17cm, Bredd centrum 12cm, Sidostöds längd 12cm</i>	
	H-1074433	Huvudstöd djup-, höjd-, vinkel-, sidojusterbart med justerbara sidostöd <i>inkl fäste</i>	
	H-030123-0001	Minnesfunktion för höjdinställning av huvudstöd	


	40880 23005	Huvudstöd A Böjd, Netti Fäste	
	40881 23005	Huvudstöd B Liten, Netti Fäste	
	40882 23005	Huvudstöd C Stor, Netti Fäste	
	81024 23005	Huvudstöd D Komfort, Netti Fäste	
	90491 23005	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart sidled Fäste	
	88860 23005	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart m kort hö sida Fäste	
	88866 23005	Huvudstöd E Justerbar sidostöd, Netti ställbart m kort vä sida Fäste	
	84570 23005	Huvudstöd F med stöd för käken, Netti Fäste	

Huvudstöd

	45366	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> (hö 130mm)	
	45370	Horisontalstag, 250 mm	
	41402	Vertikalstag, 350 mm	
	23005	Fäste	
	45367	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>vuxen</i> (hö 150mm)	
	45370	Horisontalstag, 250 mm	
	41402	Vertikalstag, 350 mm	
	23005	Fäste	
	45365	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i> (hö 120mm)	
	45370	Horisontalstag, 250 mm	
	41402	Vertikalstag, 350 mm	
	23005	Fäste	
	82025	Huvudsstödsfäste, aluminium	




Ryggrör

	H-1079253	Rundrörsrygg, <i>Bredd 38cm</i> • Passar endast med sittbredd 38cm	
	H-1075962	Rundrörsrygg, <i>Bredd 43cm</i> • Passar endast med sittbredd 43cm	
	H-1079255	Rundrörsrygg, <i>Bredd 48cm</i> • Passar endast med sittbredd 48cm	
	H-1079256	Rundrörsrygg, <i>Bredd 53cm</i> • Passar endast med sittbredd 53cm	

Bälten

	H-1070814	Bälte med snäpplås, längd 130cm	
	H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
	H-6070210	Bälte med snäpplås, längd 210cm	
	H-1070815	Bälte med kardborrelås	
	H-907380	Rullbälte med snäpplås, längd 90cm	
	H-907380-1	Rullbälte med snäpplås, längd 115cm	
	H-6085352	Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på ryggbåge	
	H-6085350	Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på huvudstöd • Endast i kombination med huvudstöd	

Vårdarstyrning

	H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
	H-6010408	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-1070796	Dubbelkommandobox R-net i enkel hållare med handlovsstöd på ryggbågen	
	H-6050490	Bakflytt av standard manöverbox till Z-styrning	
	H-6050494	Vårdarstyrning med dubbelkommando Z-styrning komfort R-net	


Bordsstyrning

	H-1072453	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072455	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072449	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072451	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt vänster	

Hjul

	H-1083580 H-1083580	Länkhjul 10", luftpumpade	
	H-1083494 H-1083494	Drivhjul 14", punkteringsfria	
	H-6010148 H-6010148	Trelleborgsdäck för drivhjul, luftpumpade • Högre gummiblandning ger bättre fäste men snabbare slitage	

Övriga tillval

	standard	H-1069787	Bagagehylla	
		H-1082220	Kryckkäpphållare för liggande kryckkäppar	
		H-6085425	Kryckkäpphållare för stående kryckkäppar	
	standard	H-6081252	Väskkrokar på rygg (st)	
		H-205642506	Ryggsäck för montering på rullstolsrygg	
	standard	H-1070508	Belysning samt blinkers fram och bak	
		H-110511-0003	Fjärrstopp trådbunden	
		H-060829-0001	Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter	
		H-6010383	Hårda fjädrar, minskar gung vid brukarvikt över 120kg	
	standard	H-24064035	Laddare 24V 8A EC Buddy XLR-kontaktw	
		H-1072625	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 38cm samt 43cm	
		H-1072626	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 48cm samt 53cm	
		H-1068409	Bakspegel för motsatt sida från manöverbox	
		H-8108595	Bakspegel på samma sida som manöverbox	
		H-200560 H-200222	Syrgasflaskhållare Stroller med hållare	
		H-200520 H-200222	Syrgasflaskhållare för 2liters-flaska med hållare	
		H-200550 H-200222	Syrgasflaskhållare för 5liters-flaska med hållare	
		H-202300 H-6010557	Droppställning med hållare	
		H-1076835	USB-uttag	
		H-6010350	Uppgradering till extra starka motorer (350W) och elektronik (120A)	

Specialstyrningar

	H-1071612	Omni med display och IR-sändare Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar • Endast i kombination med uppgradering till R-Net elektronik	
	H-6050275	Compact joystick	
	H-206927500	MicroGuide minijoystick • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-206924400	MicroPilot minijoystick, Minijoystick helt utan utslag, känner av åt vilket håll samt med vilken kraft brukaren trycker joysticken. • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-206927700	MicroGuide minijoystick med handlovsstöd • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-206927600	MicroPilot minijoystick med handlovsstöd, Minijoystick helt utan utslag. Inställbar från 10gram till ca 50grams kraft för fullt utslag. • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-1072890	Hakstyrning med manuell undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-1074111	Hakstyrning med elektronikst undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-1077311	Fäste för microguide/micropilot som sätts runt brukarens nacke • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-6091357	Extra robust joystick • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-6091352	Styrplatta "TouchDrive" • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
		Modul för blåtand, blue tooth - Kontakta L&B Medical	
	H-6091485	Adapter för att montera extern knapp i blåtandsmodul (för av/på, mode eller musknapp)	
		Det finns även armstyrning, fotstyrning, styrning med spelkontroll samt sug & blås vid förfrågan	
	H-206904500	Buddybutton Ø63mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-206904400	Buddybutton Ø63mm röd för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-206904600	Buddybutton Ø63mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-1072886	Piko-knapp Ø30mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-1072885	Piko-knapp Ø30mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	

Manöverbox/Elektronik

	H-6050340	Sidojusteringsbar manöverbox	
	H-0702-0416	Uppdatering till LCD Färgdisplay på R-Net manöverbox	
	H-6089845	Manöverbox avancerad med stor display samt inbyggd blåtand och IR-sändare	
	H-6091420	Knappbox för upp till 5 elektriska ställdon, ett USB-uttag	
	H-6091425	Switchbox för upp till 5 elektriska ställdon, ett USB-uttag	
	H-487002-0305	Joystickknopp, rund kula Ø38mm	
	H-6091340	Joystickknopp, i EVA-material Ø40mm	
	H-487002-0307	Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd	

Noteringar