



2022-11-cama

Datum:

Utprovat av:

Användare:

Referensnummer:

Konfiguration, grundstol

H-1613-UB51121 iChair mcFront R-net (Ortoflex ryggmatta o huvudstöd ingår i grundmodellen exkl sittdyna)

- Sitsbredd 43* cm
- Sitshöjd 46,5* cm
- Sitsvinkel manuellt reglerbar (4° till 10°)
- Sitsdjup 49,5* cm
- Ryggstödshöjd 50 cm
- Ryggstödsvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- Rygg enkelt fällbar för transport
- Karborrerygg med ryggmatta
- Ryggbåge standard
- Armstöd med sidoskydd, avtagbara, steglöst höjjusterbara
- Huvudstöd
- Säkerhetsbälte
- Väskkrokar
- Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara
- Fotplattor delade, vinkeljusterbara samt uppfällbara
- Länkhjul 9" punkteringsfria
- Drivhjul 14" luftpumpade
- Stänkskydd på drivhjul
- Fjädring justerbar
- Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon
- Gyro, elektronisk kursstabilisering
- Manöverbox LCD med färgdisplay, längd- och höjdregerbar, med parallellbeslag
- Högerstyrd*
- Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- Transportfästen
- Batterier 2 x 78Ah
- Laddare
- Belysning
- Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- Chassifärg Svart

* annan inställning väljs nedan

Stolens mått i standardkonfiguration


Totallängd	98cm
Transportlängd	84cm
Totalbredd chassi	62cm
Totalbredd sits	sitsbredd + 15cm
Backtagning	11% (6°)
Max brukarvikt	160kg (140 kg m sitslyft)

Alternativ rullstolsmodell

H-1613-UB52231

iChair mcFront med elfunktioner, ellyft och eltilt
OBS! Begränsad brukarvikt till 140 kg

Individuella mått:



Sitsbredd: _____ (Möjligt intervall SB: 30-65cm) Sittdynan är understödd upp till 53cm

Sitsdjup: _____ (Möjligt intervall SD: 35,5-56cm)

Längd: _____

Vikt: _____

Stötdämpare för brukarvikt över 120 kg

Inställningar

Sitsbredd valbara fasta steg:

38cm
43cm
48cm
53cm

SB 30-38cm kräver artikel H-122127-1765
armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt.

Ryggbredd: (Bredare eller smalare RB passar endast med manuell ryggvinkel)

H-6070843 5cm smalare än sittbredd min 33cm

Samma som sittbredd (38-53 cm)

H-6070843 5cm bredare än sittbredd max 58cm
vilket kräver ErgoSeat, MySeat eller Netti (se Ryggstöd)

Rygghöjd:

45cm
50cm

Rygghöjd 60cm, specificera på sid 4

Sitsdjup:

39 cm
42,5 cm
46 cm
49,5 cm
53 cm
56 cm**

** kräver 2st
förlängare
H-1071688

Sitshöjd

43 cm
46,5 cm
50 cm

Elektrisk tilt




H-1075989

Körsida:

Högerstyrd
Vänsterstyrd

Armstöd

	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard höger längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
	standard	H-1070451	Armstödsdyna standard vänster längd 380mm, bredd fram 65mm, bredd bak 50mm	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • <i>passar H-1070451</i>	
		H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • <i>passar H-1070451</i>	
		H-1070912	Armstödsdyna lång, längd 597mm, bredd 80mm	
		H-1070913	Armstödsdyna lång manöverboxsida, längd 517mm, bredd 80mm	
		H-1070912P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 597mm lång dyna, Höger • <i>passar H-1070912</i>	
		H-1070913P	Armstödspolstring löstagbart överdrag i tyg till 517mm lång dyna, Vänster • <i>passar H-1070913</i>	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Höger, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946	Armstödsdyna skålat Vänster, längd 380mm, bredd 80mm	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, höger • <i>passar H-1069946</i>	
		H-1069946P	Löstagbart armstödspolster i tyg till ovanstående dyna, vänster • <i>passar H-1069946</i>	
		H-1082051	Hemiplegiarmstöd bakre del inkl fäste, kräver val av främre del för att få ett komplett armstöd.	
		H-1082043	Hemiplegiarmstöd förlängningsdel 7 cm	
		H-1082044	Hemiplegiarmstöd främre del platt	
		H-1082045	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp höger • <i>Kan ej monteras på samma sida som manöverbox</i>	
		H-1082046	Hemiplegiarmstöd främre del med grepp vänster • <i>Kan ej monteras på samma sida som manöverbox</i>	
		H-6073101	Armstöd uppfällbart, komplett hö/vä inkl ryggrör	
		H-122127-1765	Adaptrar för inflytt av armstöd 3cm/sida • <i>Armstöden smalare än ryggen gör att ryggen ej går att fälla utan att ta bort armstöden först</i>	
		H-8460324	Armstödsdyna höger längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	
		H-8460323	Armstödsdyna vänster längd 410 bredd fram 90 bak 60 mm	

Benstöd

	standard	H-6010424	Benstöd vinkelfast med vstb fotplatta, sidomonterad delade, Höger Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 35-50cm	
	standard	H-6010423	Benstöd vinkelfast med vstb fotplatta, sidomonterad delade, Vänster Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 35-50cm	
		H-1062135 H-5006581	Benstödsöverdel sidomonterad med manuellt vinkelreglering, Höger • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
		H-1062134 H-5006580	Benstödsöverdel sidomonterad med manuellt vinkelreglering, Vänster • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
		H-1073554 H-5006627	Benstödsöverdel sidomonterad med elektrisk vinkelreglering, Höger • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
		H-1073553 H-5006626	Benstödsöverdel sidomonterad med elektrisk vinkelreglering, Vänster • kräver fästet här till vänster samt val av fotplatta nedan	
	standard	H-1079374	Benstödsunderdel vinkelställbar för sidomonterade benstöd, Höger	
	standard	H-1079373	Benstödsunderdel vinkelställbar för sidomonterade benstöd, Vänster	
		H-1073066 H-1073066	Hälband, styck	
		H-1054378	Fotremmar, par	
		H-1071427	Hel fotbräda sb38cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
		H-1071428	Hel fotbräda sb43cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
		H-1071429	Hel fotbräda sb48cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
		H-1071430	Hel fotbräda sb53cm, uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar • kräver sidomonterade benstöd	
		H-6010412	Benstöd sidomonterad kort höger inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
		H-6010413	Benstöd sidomonterad kort vänster inkl. fäste och fotplatta Längd från fotplatta till plansits ställbart i fasta steg mellan 25-35cm	
		H-6010624	Centrumplacerat benstöd med hel fotplatta utan sitslyft	
		H-6010634	Centrumplacerat benstöd med delade fotplattor utan sitslyft	
		H-1079790	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 20-36cm • För sitthöjd 42cm	
		H-1079791	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 20-40cm • För sitthöjd 46cm samt 49cm	
		H-1079793	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 20-40cm • Använd denna artikel om stolen även skall utrustas med sitslyft	
		H-1079785	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med elektriskt nedsänkbar fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 33-45cm	
		H-1079787	Mittmonterat elektriskt vinkelreglerbart längdkompenserande benstöd med elektriskt nedsänkbar fotplatta för benstödsvinkel 90°-170° och underbenslängd 33-45cm • Använd denna artikel om stolen även skall utrustas med sitslyft	
		H-1045562 H-5006581	Amputationsbenstöd, Höger	
		H-1045561 H-5006580	Amputationsbenstöd, Vänster	
			Fotlåda se Övriga tillval	


Ryggstöd

	H-1078915	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 38cm</i> • Passar endast med sittbredd 38cm	
	H-1078914	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 43cm</i> • Passar endast med sittbredd 43cm	
	H-1078916	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 48cm</i> • Passar endast med sittbredd 48cm	
	H-1074114	Rygg med elektrisk justerbar vinkel, <i>Bredd 53cm</i> • Passar endast med sittbredd 53cm	
	H-1070954	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1070955	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1070956	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1070957	Ortoflexrygg, ställbar med kardborreband, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1077824	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1077825	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1077826	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1077827	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074443	Ergoseatrygg, tygklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-1071644	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 38cm</i>	
	H-1071645	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 43cm</i>	
	H-1071646	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 48cm</i>	
	H-1071647	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 53cm</i>	
	H-1074442	Ergoseatrygg, konstläderklädd ryggdyna med visst sidostöd i skal, <i>Bredd 58cm</i>	
	H-6072820	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 38cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6072822	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 43cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6072824	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 48cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6072826	MySeatrygg, mjuk kardborreklädd ryggdyna i skal, <i>Bredd 53cm</i> • Thoraxstöd och svankstöd beställs separat, se sid 6	
	H-6070938	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 38cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070943	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 43cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070948	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 48cm, Rygghöjd 60cm</i>	
	H-6070954	Ryggförhöjning +10cm inklusive ortoflexrygg ställbar med kardborreband, <i>Bredd 53cm, Rygghöjd 60cm</i>	

Ryggstöd

	357304	Netti SMART, Bredd 350mm	
	357305	Netti SMART, Bredd 380mm	
	357307	Netti SMART, Bredd 430mm	
	357309	Netti SMART, Bredd 500mm	
	357310	Netti SMART, Bredd 550mm	
	357311	Netti SMART, Bredd 600mm	
	367304	Netti STABIL, Bredd 350mm	
	367305	Netti STABIL, Bredd 380mm	
	367307	Netti STABIL, Bredd 430mm	
	367309	Netti STABIL, Bredd 500mm	
	367310	Netti STABIL, Bredd 550mm	
	367311	Netti STABIL, Bredd 600mm	
	377301	Netti SuperSTABIL, Bredd 350mm	
	377302	Netti SuperSTABIL, Bredd 380mm	
	377304	Netti SuperSTABIL, Bredd 430mm	
	377306	Netti SuperSTABIL, Bredd 500mm	
	377307	Netti SuperSTABIL, Bredd 550mm	
	377308	Netti SuperSTABIL, Bredd 600mm	
	206301	Netti KYPHOTIC, Bredd 350mm	
	206302	Netti KYPHOTIC, Bredd 400mm	
	206303	Netti KYPHOTIC, Bredd 450mm	
	206304	Netti KYPHOTIC, Bredd 500mm	

Bima Bas 6 cm tjock med viss skålning
Textilklädsel




H-90303840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90303843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90303850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	
H-90304340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90304343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90304350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90304353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90304356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	
H-90304843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90304850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90304853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90304856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	
H-90305350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90305353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90305356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	

ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std)
Textilklädsel




H-1077816	Sittbredd	38 cm	
H-1077817	Sittbredd	43 cm	
H-1077818	Sittbredd	48 cm	
H-1077819	Sittbredd	53 cm	

Inkontinensöverdrag (endast överdrag)



H-90323840	Sittbredd Sittdjup	38 cm 40 cm	
H-90323843	Sittbredd Sittdjup	38 cm 43 cm	
H-90323850	Sittbredd Sittdjup	38 cm 50 cm	
H-90324340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90324343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90324350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90324353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90324356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	
H-90324843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90324850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90324853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90324856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	
H-90325350	Sittbredd Sittdjup	53 cm 50 cm	
H-90325353	Sittbredd Sittdjup	53 cm 53 cm	
H-90325356	Sittbredd Sittdjup	53 cm 56 cm	

ErgoSeat 5cm tjock, skålad (fastare dyna än std)
**Konstläder-
klädsel**



H-1071514	Sittbredd	38 cm	
H-1071515	Sittbredd	43 cm	
H-1071516	Sittbredd	48 cm	
H-1071517	Sittbredd	53 cm	

Positionering

Sittdyna Ride FORWARD

Av viskoelastiskt skum som anpassar sig efter den kroppsformen och ger optimal tryckfördelning. För kategori 1 och 2 trycksår.



FCD-1216	Sittbredd Sittdjup	300mm 410mm	
FCD-1517	Sittbredd Sittdjup	380mm 430mm	
FCD-1717	Sittbredd Sittdjup	430mm 430mm	
FCD-1718	Sittbredd Sittdjup	430mm 460mm	
FCD-2016	Sittbredd Sittdjup	510mm 410mm	
FCD-2018	Sittbredd Sittdjup	510mm 460mm	
FCD-2020	Sittbredd Sittdjup	510mm 510mm	

Sittdyna Ride JAVA SEAT

Säkert och stabilt stöd för områden med låg risk och avlastning av områden med hög risk. Medelhög till hög risk för trycksår.





JC-1517	Sittbredd Sittdjup	380mm 430mm	
JC-1717	Sittbredd Sittdjup	430mm 430mm	
JC-2016	Sittbredd Sittdjup	510mm 410mm	
JC-2018	Sittbredd Sittdjup	510mm 460mm	
JC-2020	Sittbredd Sittdjup	510mm 510mm	

Positionering

	H-60341920	Sidostödspolstring Hö/Vä om 2cm med tygöverdrag	
	H-60341925	Sidostödspolstring Hö/Vä om 4cm med tygöverdrag	
	H-1074416	Lårstöd, hö/vä med konstläder längd 248mm, höjd 108mm, bredd 43mm	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1069802	Bålstöd "Thoraxstöd" vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 31, Vingens djup 13, Bredd 12	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small höger med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1074414	Bålstöd "Thoraxstöd" Small vänster med kardborrefäste • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat. Höjd 23, Vingens djup 12, Bredd 11	
	H-1069804	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 2,5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069805	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 3,75 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	
	H-1069806	Svankstöd "lordosdyna" med utbuktning om 5 cm • Endast i kombination med Ortoflex kardborrerygg eller MySeat	


Positionering

	H-1075428	Bålstöd höger undansvängbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075427	Bålstöd vänster undansvängbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1075430	Bålstöd liksidigt avtagbart, höjd-, djup samt breddreglerbart	
	H-1070540	Abduktionsblock (Grenkil) för plansits	
	86096 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Small. Höjd 80 mm, bredd 80 mm, längd 140 mm Fäste	
	86097 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Medium. Hö 80 mm, br 110 mm, längd 150 mm Fäste	
	86098 H-6081339	Grenkil / Abduktionsblock Large. Hö 80 mm, br 140 mm, längd 170 mm Fäste	
	H-6010772	Halvbord, vadderat (hemibord) Höger inkl T-stag	
	H-6010773	Halvbord, vadderat (hemibord) Vänster inkl T-stag	

Huvudstöd

	H-1069259	Huvudstöd djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste</i>	
	H-1062131	Huvudstöd stort, djup-, höjd- samt sidojusterbart <i>inkl fäste. Mått på dynan: Höjd 17cm, Bredd centrum 12cm, Sidostöds längd 12cm</i>	
	H-1074433	Huvudstöd djup-, höjd-, vinkel-, sidojusterbart med justerbara sidostöd <i>inkl fäste</i>	
	H-030123-0001	Minnesfunktion för höjdinställning av huvudstöd	
	H-481029-7800	Universalhållare för huvudstöd, för att montera tex HD:s huvudstöd	
	40880 23005	Huvudstöd A Böjd, Netti Fäste	
	standard 40881 23005	Huvudstöd B Liten, Netti Fäste	
	40882 23005	Huvudstöd C Stor, Netti Fäste	
	81024 23005	Huvudstöd D Komfort, Netti Fäste	
	90491 23005	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart sidled Fäste	
	88860 23005	Huvudstöd E Justerbara sidostöd, Netti ställbart m kort hö sida Fäste	
	88866 23005	Huvudstöd E Justerbar sidostöd, Netti ställbart m kort vä sida Fäste	
	84570 23005	Huvudstöd F med stöd för käken, Netti Fäste	

Huvudstöd		45366 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> (hö 130mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
		45367 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>vuxen</i> (hö 150mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
		45365 45370 41402 23005	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i> (hö 120mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
		82025	Huvudsstödsfäste, aluminium	

Ryggrör		H-1079253	Rundrörsrygg, Bredd 38cm • Passar endast med sittbredd 38cm	
		H-1075962	Rundrörsrygg, Bredd 43cm • Passar endast med sittbredd 43cm	
		H-1079255	Rundrörsrygg, Bredd 48cm • Passar endast med sittbredd 48cm	
		H-1079256	Rundrörsrygg, Bredd 53cm • Passar endast med sittbredd 53cm	

Bälten		H-1070814	Bälte med snäpplås, längd 130cm	
		H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
		H-6070210	Bälte med snäpplås, längd 210cm	
		H-1070815	Bälte med kardborrelås	
		H-907380	Rullbälte med snäpplås, längd 90cm	
		H-907380-1	Rullbälte med snäpplås, längd 115cm	
		H-6085352	Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på ryggbåge	
		H-6085350	Fäste för bodypoint 4-punkts bröstsele med 25mm band på huvudstöd • Endast i kombination med huvudstöd	

Hjul		H-1083568 H-1083568	Luftpumpade länkhjul, 10"	
		H-1083494 H-1083494	Punkteringsfria drivhjul, 14"	
		H-6010148	Trelleborgsdäck för drivhjul, luftpumpade • Högre gummiblandning ger bättre fäste men snabbare slitage	


Manöverbox och Elektronik

	H-6050340	Sidojusteringsbar manöverbox	
	H-6089845	Manöverbox R-net LCD stor skärm och inbyggd IR samt Blåtand CJS2-BT	
	H-6091420	Knappbox för upp till 5 elektriska ställdon, ett USB-uttag	
	H-6091425	Knappbox med gummivippor för upp till 5 elektriska ställdon, ett USB-uttag	
	H-1073446	Handkontroll för 6 elektriska ställdon samt av/på, mode och hemknapp • Endast i kombination med H-6089845	
	H-110511-0003	Fjärrstopp trådbunden	
	H-110511-0109	Fjärrstopp trådbunden med vipa för tre hastighetslägen	
	H-060829-0001	Fjärrstopp trådlös, upp till 15meter	
	H-90272	Drifftidsmätare	
	H-1076835	USB-uttag, två usb-utgångar för laddning av tex mobiltelefon	

Joystickgrepp

	H-487002-0305	Joystickknopp, rund kula Ø38mm	
	H-6091340	Joystickknopp, i EVA-material Ø40mm	
	H-487002-0307	Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd	


Vårdarstyrning

	H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
	H-6010408	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-1070796	Dubbelkommandobox i enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-6050490	Bakflytt av standard manöverbox till Z-styrning	
	H-6050494	Dubbelkommandobox i Z-styrning	

Övriga tillval

		H-6085380	Fotlåda för stol med sittbredd 38cm	
		H-6085382	Fotlåda för stol med sittbredd 43cm	
		H-6085384	Fotlåda för stol med sittbredd 48cm	
		H-6085386	Fotlåda för stol med sittbredd 53cm	
		H-1082220	Kryckkäpphållare för två liggande kryckkäppar	
		H-6085425	Kryckkäpphållare för två stående kryckkäppar	
	standard	H-6081252	Väskkrokar på rygg	
		H-205642506	Ryggsäck för montering på rullstolsrygg	
		H-6010383	Stötdämpare extra hårda	
		H-1072625	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 38cm samt 43cm	
		H-1072626	Bord i plexiglas, undanfällbart för sittbredd 48cm samt 53cm	
		H-1068409	Backspegel på motsatt sida från manöverbox	
		H-8108595	Backspegel på samma sida som manöverbox	
		H-202300 H-6010557	Droppställning med hållare	

Specialstyrningar

	H-1071612	Omni med display och IR-sändare Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar	
		Input-output, Anslutningsmöjlighet för externa joystickar samt knappar	
	H-206927500	MicroGuide minijoystick • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-206924400	MicroPilot minijoystick, Minijoystick helt utan utslag, känner av åt vilket håll samt med vilken kraft brukaren trycker joysticken. • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-206927700	MicroGuide minijoystick med handlovsstöd • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-206927600	MicroPilot minijoystick med handlovsstöd, Minijoystick helt utan utslag. Inställbar från 10gram till ca 50grams kraft för fullt utslag. • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-1072890	Hakstyrning med manuell undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-1074111	Hakstyrning med elektronikst undansvängbar arm • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-1077311	Fäste för microguide/micropilot som sätts runt brukarens nacke • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-6091357	Extra robust joystick • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-6091352	Styrplatta "TouchDrive" • Endast i kombination med Omni eller input/output-modul	
	H-1072899	Blåtandsmodul modell A för android och PC	
	H-6091220	Blåtandsmodul modell B för android och PC (samma funktion som modell A men används om fler än en anlutning önskas)	
	H-6091230	Blåtandsmodul modell iOS för iPhone, ipad och mac	
	H-6091485	Adapter för att montera extern knapp i blåtandsmodul (för av/på, mode eller musknapp)	
		Det finns även armstyrning, fotstyrning, styrning med spelkontroll samt sug & blåsa vid förfrågan	
	H-206904500	Buddybutton Ø63mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-206904400	Buddybutton Ø63mm röd för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-206904600	Buddybutton Ø63mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-1072886	Piko-knapp Ø30mm grön för på/av. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	
	H-1072885	Piko-knapp Ø30mm gul för mode-funktion. Kräver LCD-manöverbox, input output module, blåtandsmodul eller Omni för att kopplas in.	

Mittstyrning

  	H-1074435	Mittstyrningsbåge justerbar för sittbredd 38cm-53cm	
	H-1072453	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072455	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072449	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072451	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072633	Bordsstyrning med vändbar manöverbox sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072639	Bordsstyrning med vändbar manöverbox sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072918	Bordsstyrning med vändbar manöverbox sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072919	Bordsstyrning med vändbar manöverbox, undanfällbar åt vänster sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt vänster	

Noteringar