

Datum _____
 Annan leveransadress _____

Kundnummer _____
 Kontaktperson _____
 Referens _____

XSensor ForeSite SS för sittdel / ryggdel




- Skärm 9,7" Peksärm
- ForeSite SS Programvara för datorn på medföljande USB-minne
- Mjuk förvaring/transportväska
- Till rullstolsmätning: 1 eller 2 trådlösa sensorer
 - Upplösning: 12,7 mm (0,5")
 - Tryckintervall: 5-200mmHg

	Med skärm	Datorversion
1xSensor 45x45 cm (LX100:36.36.02)	<input type="checkbox"/> SYS-01-00099	<input type="checkbox"/> SYS-01-00101
2xSensors 45x45 cm (LX100:36.36.02)	<input type="checkbox"/> SYS-01-00100	<input type="checkbox"/> SYS-01-00102

Byte till annan sensorstorlek i ovanstående paket (endast vid beställning av paket)	
<input type="checkbox"/> 35,6 x 35,6 cm (LX100:28.28.02)	
<input type="checkbox"/> 50,8 x 50,8 cm (LX100:40.40.02)	
<input type="checkbox"/> 60,9 x 60,9 cm (LX100:48.48.02)	
<input type="checkbox"/> 50,8 x 81,3 cm (LX100:40.64.02)	

XSensor ForeSite SS för madrass



- Skärm 9,7" Peksärm
- ForeSite SS Programvara för datorn på medföljande USB-minne
- Mjuk förvaring/transportväska
- PX100-Sensors:
 - Upplösning: 31,7 mm (1 ¼")
 - PTryckintervall: 5-50 mmHg, 10-200mmHg

	Med skärm	Datorversion
1xSensor PX100.26.64.01 81,2x203 cm	<input type="checkbox"/> SYS-01-00103	<input type="checkbox"/> SYS-01-00104

Sensors

Byte till annan sensorstorlek i ovanstående paket (endast vid beställning av paket)
<input type="checkbox"/> Sensor 45x45 cm LX100:36.36.02
<input type="checkbox"/> Sensor 35,6x35,6 cm LX100:28.28.02
<input type="checkbox"/> Sensor 50,8x50,8 cm LX100:40.40.02
<input type="checkbox"/> Sensor 60,9x60,9 cm LX100:48.48.02
<input type="checkbox"/> Sensor 50,8x81,3 cm LX100:40.64.02
<input type="checkbox"/> Sensor 81,2x203,2 cm PX100:26.64.01 madrass
<input type="checkbox"/> Sensor 40,6x40,6 cm IX510:64.64.04 stance pad
<input type="checkbox"/> Sensor 5,08x32,5 cm LX100:10.64.05 bandage

Utökad garanti från 1 till 2 år

<input type="checkbox"/>	ForeSite SS 1 Sensorsystem för sittande - SRV-12-00001	
<input type="checkbox"/>	ForeSite SS Tablet 1 Sensorsystem för sittande - SRV-12-00002	
<input type="checkbox"/>	ForeSite SS 2 Sensorsystem för sittande - SRV-12-00003	
<input type="checkbox"/>	ForeSite SS Tablet 2 Sensorsystem för sittande - SRV-12-00004	
<input type="checkbox"/>	ForeSite SS 1 Sensorsystem för madrass - SRV-12-00005	
<input type="checkbox"/>	ForeSite SS Tablet 1 Sensorsystem för madrass - SRV-12-00006	