



202311-cama

Datum:

Utprovat av:

Användare:

Referensnummer:

Grundkonfiguration

H-1620-D58232 iChair SKY R-net, mitthjulsstyrd stå-rullstol

- Sitsbredd 43* cm
- Sitsdjup 45* cm
- Sitshöjd 48,5* cm
- Sitslyft elektrisk, lyfter 20 cm
- Sitsvinkel el-reglerbar 0° till 40°
- Ståfunktion 75° upp till 100kg, max 65° över 100kg
- Ryggstödshöjd 54 cm
- Ryggstödsvinkel elektriskt reglerbar 90° till 180°
- Armstöd, vinkel- höjd- och bred-djusterbara
- Huvudstöd
- Väskkrokar

* mått om ej annan inställning väljs nedan.

- Benstöd centrummonterat, elektriskt vinkelställbart och längdkompen-serande m centrum fotplatta
- Avtagbara knäpolster
- Vadstöd
- Länkhjul 7" / 8" punkteringsfria
- Drivhjul 14" luftpumpade
- Stängskydd på drivhjul
- Fjädring justerbar, fram & bak
- Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon
- Elektronisk kursstabilisering
- Manöverbox med stor LCD-skärm, längd och höjdregerbar med parallellbeslag
- Högerstyrd*


- Transportfästen
- Hastighet max 10 km/h (programmerbart)
- Hastighet i stående max 3 km/h
- Batterier 2 x 60Ah
- Laddare
- Belysning
- Chassifärg Svart

Stolens mått i standardkonfiguration

Totallängd	109,5 cm
Transportlängd	90,5 cm
Totalbredd chassi	64 cm
Backtagning	15% (8°)
Användarvikt, max	140kg

Grundinställningar

Individuella mått:



Sitsbredd: _____

Sitsdjup: _____

Längd: _____

Vikt: _____

Standardinställning för ståfunktion är 65° om vikten EJ anges. Ange korrekt vikt för ev justering, max 75°

Sitsbredd:

43 cm (med armstödjustering 40-48 cm)

48 cm (med armstödjustering 45-53 cm)

Sitsdjup:

40 cm 47,5 cm

42,5 cm 50 cm

45 cm 52,5cm

Körsida:

Högerstyrd

Vänsterstyrd

Sitshöjd: (mått från golv till plansits med 0° tilt, räkna +2cm för sitshöjd vid 4° tilt)

45 cm

48,5 cm

52 cm

Noteringar

Armstöd

	H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg höger	
	H-1070451P	Löstagbart armstödspolster i tyg vänster	
	H-6050868	Uppgradering till biomekaniska armstöd, i samband med stolsbeställning	

Benstöd

	Offert	Elbenstöd nedsänkbart till marknivå	
---	--------	-------------------------------------	--

Hjul

	H-6050864	Sidomonterade bakre länkhjul, i samband med stolsbeställning	
	H-1083494 H-1083494	14" punkteringsfria drivhjul	


Stöd

	H-1070814	Bälte med snäpplås, längd 130cm	
	H-1072494	Bälte med snäpplås, längd 150cm	
	H-6070210	Bälte med snäpplås, längd 210cm	
	H-1084703	Fyrpunktsbälte	
	H-1074416	Lårstöd höger, stöd om 248x108mm i konstläder, extra stabilt	
	H-1074416	Lårstöd vänster, stöd om 248x108mm i konstläder, extra stabilt	
	H-1084168	Huvudstöd tyg	
	H-1084646	Huvudstöd konstläder	
	H-1084645	Huvudstöd med sidostöd, tyg	
	H-1084647	Huvudstöd med sidostöd, konstläder	
	H-1084168	Knästöd sidomonterat	
	H-1085011 H-1085011	Fotremmar	
	H-202025200	Svankstöd foam	
	H-1066305	Svankstöd uppblåsbart	
	H-1084709	Abduktionskloss	

Sittdynor

Bima Bas 5cm tjock med viss skålning

Textilklädsel



H-90304340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90304343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90304350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90304353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90304356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	
H-90304843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90304850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90304853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90304856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	

Inkontinensöverdrag (endast överdrag)




H-90324340	Sittbredd Sittdjup	43 cm 40 cm	
H-90324343	Sittbredd Sittdjup	43 cm 43 cm	
H-90324350	Sittbredd Sittdjup	43 cm 50 cm	
H-90324353	Sittbredd Sittdjup	43 cm 53 cm	
H-90324356	Sittbredd Sittdjup	43 cm 56 cm	
H-90324843	Sittbredd Sittdjup	48 cm 43 cm	
H-90324850	Sittbredd Sittdjup	48 cm 50 cm	
H-90324853	Sittbredd Sittdjup	48 cm 53 cm	
H-90324856	Sittbredd Sittdjup	48 cm 56 cm	

Elektronik

	H-6089845	Manöverbox R-net LCD stor skärm och inbyggd IR samt Blåttand CJS2-BT	
	H-1085156	Omni2 panel med möjlighet till omgivningskontroll och externa kontroller	
	H-1076835	USB-uttag, två usb-utgångar för laddning av tex mobiltelefon	

Vårdarstyrning

	H-1072650	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen	
	H-6010408	Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	
	H-1070796	Dubbelkommandobox i enkel hållare på ryggbågen Inkl. handlovsstöd	

Joystickgrepp

	H-487002-0305	Joystickknopp, rund kula Ø38mm	
	H-6091340	Joystickknopp, i EVA-material Ø40mm	
	H-487002-0307	Joystickknopp, "Softball" gul mjuk skumgummi Ø70mm	
	H-487002-0306	Joystickknopp, spak 80mm hög, konisk Ø18-24mm	
	H-487002-0303	Joystickknopp, svampformad 48mm hög, Ø45mm topp	
	H-487002-0301	Joystickknopp, T-grepp 44mm hög, bredd 80mm	
	H-1062395	Joystickknopp, Tetragaffel vertikal gummerad 50/70mm hög, greppbredd 43mm	
	H-1054119	Joystickknopp, Tetragaffel horisontal gummerad 36mm hög, greppbredd 98mm	
	H-1072896	Joystickknopp, helhandsgrepp med sidostöd	

Bordsstyrning

	H-1072441	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072443	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt höger	
	H-1072453	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 38 - 43cm, undanfällbar åt vänster	
	H-1072447	Bordsstyrning, för flytt av standard manöverbox till mitten av bordet sittbredd 48 - 53cm, undanfällbar åt vänster	

Specialstyrningar

	H-206927500	MicroGuide minijoystick • Endast i kombination med Omni	
	H-206924400	MicroPilot minijoystick, Minijoystick helt utan utslag, känner av åt vilket håll samt med vilken kraft brukaren trycker joysticken. • Endast i kombination med Omn	
	H-206927700	MicroGuide minijoystick med handlovsstöd • Endast i kombination med Omni	
	H-206927600	MicroPilot minijoystick med handlovsstöd, Minijoystick helt utan utslag. Inställbar från 10gram till ca 50grams kraft för fullt utslag. • Endast i kombination med Omni	
	Offert	Huvudstyrning	
	H-206904500	Buddybutton Ø63mm grön för på/av	
	H-206904400	Buddybutton Ø63mm röd för på/av	
	H-206904600	Buddybutton Ø63mm gul för mode-funktion	
	H-1072886	Piko-knapp Ø30mm grön för på/av	
	H-1072885	Piko-knapp Ø30mm gul för mode-funktion	