


# Sittdynor

Standard



## Sittdynor för elrullstolar med plansits

Standarddynan för våra eldrivnarullstolar är tillverkade i Sverige och ger en mycket bra sittkomfort.

Dynorna är försedda med plyschöverdrag och både överdrag samt dynbas är tvättbart, undersidan har antiglidmaterial samt kardborreband för god fixering. Se nedanstående tabell för lagerförda storlekar, andra storlekar kan tas fram vid önskemål.

Dynorna är 6cm tjocka och inkontinensöverdrag finns som tillbehör (se separat faktablad).

		Sittbredd							
cm		30	34	38	43	48	53	60	
Sittdjup	30	H-90363030	H-90363430						
	33	H-90363033	H-90363433	H-90363833					
	37	H-90363037	H-90363437	H-90363837					
	40		H-90363440	H-90303840	H-90304340				
	43			H-90303843	H-90304343	H-90304843			
	50			H-90303850	H-90304350	H-90304850	H-90305350		
	53				H-90304353	H-90304853	H-90305353	H-90306053	
	56						H-90304856	H-90305356	



—medical—  
 Tillverkarvägen 5  
 187 66 Täby  
 Tel: 08-732 04 80  
 Fax: 08-732 63 63  
 www.lbmedical.se  
 info@lbmedical.se

# Inkontinensöverdrag

Universalmodell som passar på upp till 8cm tjocka sittdynor



## Målgrupp

Komfortabelt och skyddande överdrag som används vid inkontinens. Det är enkelt och smidigt vid tvätt och ingen urindoft ”sätter sig” i dynan.

## Montering och användning

Avlägsna plastpåsen och iaktta hur skyddsöverdraget ska placeras på dynan. Den svarta etiketten med gul text ”BAK” visar vad som är bak på överdraget. Kontrollera att storleken på överdraget överensstämmer med storleken på dynan. För bästa passform är det viktigt att montera överdraget rätt. Notera märkningen, se till att ”peta ut” alla hörn samt att överdraget sitter bra på dynan.

## Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader, centrifugeras och torktumlas. Överdraget är mycket slitstarkt och tåligt, klarar även att rengöras med alkoholbaserade desinfektionsmedel.

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller för material och tillverkningsfel. Överdraget uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utfört av Swerea IVF i Mölndal. Tillverkningen sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Överdraget sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

		Sittbredd					
cm		30	34	38	43	48	53
Sittdjup	30	H-90323030 <small>(tex för sittdyna H-90363030)</small>	H-90323430 <small>(tex för sittdyna H-90363430)</small>				
	33	H-90323033 <small>(tex för sittdyna H-90363033)</small>	H-90323433 <small>(tex för sittdyna H-90363433)</small>	H-90323833 <small>(tex för sittdyna H-90363833)</small>			
	37	H-90323037 <small>(tex för sittdyna H-90363037)</small>	H-90323437 <small>(tex för sittdyna H-90363437)</small>	H-90323837 <small>(tex för sittdyna H-90363837)</small>			
	40		H-90323440 <small>(tex för sittdyna H-90363440)</small>	H-90323840 <small>(tex för sittdyna H-90303840)</small>	H-90324340 <small>(tex för sittdyna H-90304340)</small>		
	43			H-90323843 <small>(tex för sittdyna H-90303843)</small>	H-90324343 <small>(tex för sittdyna H-90304343)</small>	H-90324843 <small>(tex för sittdyna H-90304843)</small>	
	50			H-90323850 <small>(tex för sittdyna H-90303850)</small>	H-90324350 <small>(tex för sittdyna H-90304350)</small>	H-90324850 <small>(tex för sittdyna H-90304850)</small>	H-90325350 <small>(tex för sittdyna H-90305350)</small>
	53				H-90324353 <small>(tex för sittdyna H-90304353)</small>	H-90324853 <small>(tex för sittdyna H-90304853)</small>	H-90325353 <small>(tex för sittdyna H-90305353)</small>
	56					H-90324856 <small>(tex för sittdyna H-90304856)</small>	H-90325356 <small>(tex för sittdyna H-90305356)</small>



Tillverkarvägen 5  
187 66 Täby  
Tel: 08-732 04 80  
Fax: 08-732 63 63  
www.lbmedical.se  
info@lbmedical.se