

iChair mc3



Rullstol	Standard med Ergoseat sits och ryggklädsel	Alternativ Reglerbar ryggklädsel och enkel sittdyna
Sittbredd / justerbar	43 cm / 38 / 48 / 53 / 56 cm	38 - 65 cm
Sittdjup, justerbart	49 cm / 40 / 43 / 46 / 53 / 56 cm	40—56 cm
Sitthöjd i framkant utan dyna	10" länkhjul 49 cm / 46 / 52 cm	
Pelaryft elektriskt reglerbar		Lägsta sh 46 cm, lyfter 30 cm
Ryggstödshöjd / justerbar till	53 cm / 57 cm	Reglerbar ryggklädsel 50 / 45 cm
Ryggvinkel	-10° till 30° mekaniskt reglerbar	-10° till 50° elektriskt reglerbart
Sitsvinkel (§)	elektriskt reglerbart -2° till +33°	mekaniskt reglerbart -0° till +12°
Armstödshöjd justerbar	21- 31 cm	24 - 35 cm utan sittdyna
Benstöd	Vinkelfasta avtag- o undansvängbara	mekaniskt / elektriskt vinkelreglerbara
Fotplattor	Delade vinkel- och längdjusterbara, hälband	Hel fotbräda, uppfällbar djup- och vinkeljusterbar
Underbens längd (UBL)	35 - 50 cm	27 - 35 cm utan sittdyna
Framhjul (länkhjul)	10" (256mm) luftpumpade däck	Punkteringsfria däck
Bakhjul (drivhjul)	14" (352mm) luftpumpade däck	Punkteringsfria däck
Motorer / Batterier	2 x 300 W(10 km/h/ 2 x 12 V 73 Ah	2 x 12 V 50 Ah
Max batterimått (lxbxh)	260 x 174 x 205 mm	
Max hastighet/max körsträcka	10 km/h programmeringsbar/~42 km	50Ah ~ 32km
Hindertagning	8 cm	
Vändradie	84 cm	
Elektronik programmeringsbar	PG Drives elektronik VR 2	PG Drives elektronik R-net
Totallängd / totalbredd	118 cm / 63 cm	
Totalhöjd sh 46	utan huvudstöd, 99 cm	
Transportmått längd x bredd	87 cm x 63 cm	
Transporthöjd sh 46 cm	60 cm	
Vikt	med 73 Ah batterier á 23 kg 118 kg	Med 50 Ah batterier a 21,8kg 115 kg
Max brukarvikt	160 kg + 10 kg last = 170 kg	
Övrigt	Rullstol godkänd enligt ISO 7176-19. Parallellbeslag med längd- och höjdregerbar manöverbox. Låsning av rullstol via funktion i manöverbox. Väskkrokar och körhandtag på ryggen. Med belysning.	
	Reglerbar = funktion anpassningsbar utan verktyg, justerbar = funktion anpassningsbar med verktyg	